

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす


車いす付属品

スロープ

移動用リフト

介護保険対応

レンタル



商品

Vol.  
5

カタログ

Rental Commodity Catalog

# 楽匠 Z

らくしょう Zシリーズ



## 誕生、楽匠Z。

ベッドでの姿勢は、生きる姿勢につながっている。

いつまでもその人らしい生活を。

新しい背あげ機構・ラクリアモーションを搭載した、  
パラマウントベッドの新しい楽匠Zシリーズでお応えします。


詳しくはP.10をご覧ください。

  
as human, for human  
PARAMOUNT BED

# CONTENTS

Rental Commodity Catalog Vol.5

介護保険制度のご利用について ..... P.4  
 福祉用具レンタルサービスの流れ ..... P.5  
 利用者状態別 INDEX ..... P.6  
 索引 ..... P.64  
 レンタルで利用できる介護保険対象福祉用具 ... P.67  
 年齢早見表 ..... P.67

	■ 特殊寝台 ..... P.8
	■ 特殊寝台付属品 ..... P.17
	■ 床ずれ防止用具 ..... P.20
	■ 体位変換器 ..... P.28
	■ 徘徊感知機器 ..... P.29
	■ 自動排泄処理装置 ..... P.29
	■ 手すり ..... P.30
	■ 歩行補助つえ ..... P.34
	■ 歩行器 ..... P.35
	■ 車いす ..... P.38 寸法・機能一覧 ..... P.52
	■ 車いす付属品 ..... P.54
	■ スロープ ..... P.57
	■ 移動用リフト ..... P.58




工業標準化法に基づくJISマーク表示制度において  
 次の登録認証機関が規格適合したことを認証した商品

**JQA** ..... 一般財団法人 日本品質保証機構  
**MGSL** ..... 一般財団法人 日本文化用品安全試験所  
**JET** ..... 一般財団法人 電気安全環境研究所

# 介護保険制度のご利用について

## ■ 介護保険の利用手続きとサービス内容



## ■ サービス利用額の上限

	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5
支給限度額 (月額)	50,030円	104,730円	166,920円	196,160円	269,310円	308,060円	360,650円
ご利用者負担額 (月額)	5,003円	10,473円	16,692円	19,616円	26,931円	30,806円	36,065円

※実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決められており、所在地やサービスの種類によって1単位当たりの報酬額が異なります。  
 ※表は目安として1単位当たり10円で計算しています。  
 ※平成26年11月現在の金額です。変更になる場合があります。

# 福祉用具レンタルサービスの流れ

step. 1

## ご相談・お問い合わせ

お気軽に担当までご相談ください。

step. 2

## 介護サービス計画(ケアプラン)の作成(福祉用具選びの相談・助言)

介護サービスの計画に基づいて、レンタル対象商品の中から選定していただきます。  
福祉用具専門相談員がご相談させていただきます。

step. 3

## お申し込み・ご契約

介護用品・料金・納品日等の確認、契約書の確認とご記入を行います。  
お支払い方法については、契約時にご説明させていただきます。

step. 4

## 納品・組み立て・商品説明

ご指示を受けた場所・日時に、お届けに伺います。  
ご利用者が使いやすいように調整し、商品の取り扱いの説明を行います。

step. 5

## ご利用・アフターサービス

レンタルされた商品の使用状況や適合状況を確認し、要介護度の変化に応じて介護用品の交換・追加・引き取りをいたします。故障などの場合も速やかに対応いたしますので、ご連絡ください。

step. 6

## ご解約・引き上げ

レンタル契約を終了し、引き取りをご希望される場合は、引き上げご希望日時をご連絡ください。

step. 7

## 洗浄・消毒・保管

引き上げた商品は速やかに消毒を実施。  
洗浄および点検、補修の後、新たな利用まで万全に保管します。

### ●丸洗いで清潔な商品に



### ●環境にやさしい電解水消毒



### ●徹底したデータ管理



### ●車両の消毒



### ●菌検査の実施



### ●最終検査による品質の確保



# 利用者状態別 INDEX

商品ページでは、このマークを目安に選べます▶



- 福祉用具を使わなくてもできる。
- △ 福祉用具を使えば自分で行える。
- ✕ 福祉用具の使用と介助がないとできない。

軽い

Aさん



日常生活は自立しています。  
介助は必要ありません。

- ・屋内歩行は、独歩で可能です。
- ・屋外に出るときは、段差などの路面状況により手すりやつえなど支持物があった方がより安全です。
- ・トイレやお風呂も自立ですが、立ちしゃがみなどの動作によっては、手すりがあるとより安全です。



Bさん



日常生活はほぼ自立していて、支えがあれば介助は不要です。  
福祉用具を使って、自分ひとりで外出できます。

- ・屋内移動には、手すりやつえを使用します。立ちしゃがみや腰かけの高さによっては、手すりが必要です。
- ・屋外歩行は、支持物があれば可能ですが、転倒や疲労を考慮し、車いすとなることが多いです。
- ・安全のためにトイレや浴室には手すりが必要です。



状態

Cさん



日常生活は車いすにてほぼ自立していますが、  
外出など介助が必要な場面があります。

- ・屋内移動は、車いす(自走式)、屋外は車いす(介助式)となります。
- ・日常生活の自立性を高めるために、立ち上がりや立位保持・方向転換時など、手すりや腰掛の高さ設定などが必要です。
- ・トイレやお風呂に関しても、手すりや入浴台などの福祉用具の個別対応が必要です。



Dさん



日常生活が不自由で、常時車いすが必要です。  
生活内に介助が必要な場面が多くなっています。

- ・移動は屋内外ともに車いすです。
- ・本人の自立性を高めるためと介護者の負担を軽減する目的で、特殊寝台や車いすの個別対応が必要となります。
- ・トイレやお風呂に関しても、手すりや入浴台、リフトなどの福祉用具が必要です。



重い

Eさん



ほとんど寝たきり状態で、日常生活がまったく不自由です。  
全面的な介助が必要です。

- ・移動は屋内外ともに車いす(介助式)です。
- ・本人のからだの苦痛の軽減と介護者の負担を軽減する目的で、特殊寝台や車いすの個別対応が必要です。
- ・外出やお風呂に関しても、リフトなどの福祉用具が必要です。





# 特殊寝台（電動ベッド）

電動ベッドは、起き上がり・離床などの動作を助け、「寝たきりの生活」を防止するために用います。

## 利用者状態別選定ポイント

A B C D E このマークを目安に選べます。

Bさん



床上（布団）からの立ち上がりも可能ですが、手すりなどの支持物が必要となります。ベッドでは、自力で寝返りをし起き上がることは可能ですが、寝返りする際に介助バーなどの支持物が必要となることがあります。

Cさん



床上（布団）からの立ち上がりは自力では不可能な方です。ベッドからは介助バーなど支持物を使用し、自力で寝返り、足を下ろし起き上がります。移乗のためにベッドの高さ調整が必要です。

Dさん



ベッドから起き上がるために、背上げ機能を使用し、支持物を使用して座位へ自力もしくは介護で移行する方です。臥床時の姿勢安定のため膝上げ機能、移乗や介護のためにベッドの高さ調整機能が必要です。

Eさん



ベッド上座位時に身体がズレないように背上げ機能、膝上げ機能が必要な方です。介護や移乗のためにベッドの高さ調整機能が必要です。

## 電動ベッドの機能

### 背上げ機能




起き上がりの動作を助けます。

### 膝上げ機能



背上げするときに体がずれてしまうのを防ぎます。

### 高さ調節機能



ベッドの床高を立ち上がりやすい高さに変え、立ち上がりの動作を助けます。

介護する方も楽な姿勢が取れるので、負担が軽減されます。



### 背・膝連動機能



背と膝の上げ下げを組み合わせることで、からだのずれや圧迫感が少なく、姿勢のずれにくい起き上がり動作ができます。

### ラクリアーション



従来の背と膝の上げ下げを組み合わせた動きに、ベッド全体を傾かせる動きを加えることで、床ずれの発生要因となる起き上がり時の身体のずれや圧迫感を大幅に軽減するとともに、起き上がり後の姿勢をしっかりと保持します。

### らくらくモーション




ひとつのボタン操作で、からだのズレにくく、安定した姿勢で起き上がることができます。背上げをしたあとに介護する方が姿勢を直す負担を軽減できます。

## 電動ベッドのサイズ


### 幅

83cm




接近しやすく介護がしやすい。

91cm



ゆったりとしたスペースと介護のしやすさを両立。


100cm



大柄の方でも十分に寝返りができるゆったりとしたスペース。


### 長さ

ミニ




適応身長を目安  
150cm未満

レギュラー



適応身長を目安  
150cm以上

ロング



適応身長を目安  
170cm後半から  
※ロングサイズは、レギュラーサイズのベッドと延長フレームの組み合わせです。

## 各部名称とベッド付属品

### マットレス 参照 P.18

ベッドの上に敷いて使います。寝返りのためには硬めのものが適しており、体圧分散には柔らかいものの方が効果が高いという特徴があります。

### テーブル 参照 P.26

ベッドの上に差し掛けて使います。ベッドサイドレールに乗せて使用するものや、門型の足やフレームを持つものなどがあります。

### ベッドサイドレール 参照 P.24


ベッドで寝ている人の転落予防、寝具の落下防止を目的にしております。

### 介助バー 参照 P.25

ベッドの側面に取り付けて、ベッドからの乗り降りの際に体を支えます。つかまったり寝返りなどの補助として活用することが目的なので、ネジで固定されています。

### 脚部 参照 P.13-14-16

ベッドを支える部分で、キャスターを取り付けることもできます。



## 在宅用電動介護用ベッドのJISマークについて



マークのある特殊寝台（電動ベッド）は、柵（ベッドサイドレール）などの適合するオプション製品を取り付けたときにできる“すき間”について JIS 規格に定められた寸法を順守しています。組み合わせについては必ずその商品に適合するオプション製品（ベッドサイドレールなど）をお使いください。



# 楽匠 Z

らくしょう Zシリーズ



ベッドでの姿勢は、  
生きる姿勢につながっている。

いつまでもその人らしい生活を。

新しい背あげ機構・ラクリアモーションを搭載した、  
パラマウントベッドの新しい楽匠Zシリーズでお応えします。

本カタログ掲載の楽匠Zシリーズは、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの  
組み合わせにおいてJIS 規格 (JIS T9254:2009) の認証を取得しています。



セーフティラウンドボード  
(樹脂製・木目調)



木製ボード



木製ボード ハイタイプ

POINT 1

身体がずれにくく、体圧を再分配 身体にやさしい起き上がり

背あげをするときのずれ落ちを抑えて、体圧を床ずれリスクのもっとも高い仙骨部からお尻と太ももに移します。安定した姿勢で起き上がることができ、床ずれリスクにも配慮した新しい背あげの方法です。



身体がずれないように、まず膝をあげてから上体を起こしはじめます。



少し上体を起こしてから、ベッドが傾き始めます。



ベッドが10°傾くと、さらに上体を起こします。



上体を起こしながら膝を下げることで、骨盤の立った姿勢で起き上がります。

※3モーションと2モーションでは、ラクリアモーションの動作が異なります。

POINT 2

姿勢が崩れにくいから  
リラックスできて、動きやすい

膝を少し曲げて、足を下げた背あげ姿勢になるので、骨盤が立って、安定した姿勢が維持しやすくなります。背もたれに頼ることが少なく、首や肩、腕が動きやすくなります。



※3モーションと2モーションでは、ラクリアモーションによる背あげ姿勢が多少異なります。

POINT 3

足が下がっているから離床しやすい

新しい背あげ姿勢は、脚を持ち上げたりしなくても、ベッドの外に足を降ろしやすくなっています。また、ベッドの下のスペースも広いので、立ち上がるときに十分に足を引くことができます。



POINT 4

天井から生活空間へ視界が広がる

骨盤の立った背あげ姿勢がとれ、フットボード側が低くなるため、ベッドで過ごしているときに天井方向に向かいがちだった視線が生活空間に向きやすくなります。また身体が動かしやすいため、視界も広がりやすくなります。



POINT 5

足元すっきり、もちろん介護もしやすい

ベッドの高さは最大で64.5cmまで上げることができるので、腰に負担がかかりにくい姿勢で介護できます。ベッドの下のスペースが広いので、踏み込んで接近しやすい構造です。



※1モーションは高さ調節ができません。

POINT 6

液晶画面スイッチを全機種搭載

手元スイッチには、暗くても表示が見やすいように白色液晶を使用しています。





セーフティラウンドボード  
(樹脂製・木目調)



木製ボード




木製ボード  
(ハイタイプ)

	セーフティラウンドボード (樹脂製・木目調)	木製ボード	木製ボード (ハイタイプ)
3モーション	ベッド幅	型式	商品コード
	91cm幅	KQ-7331	707725
	83cm幅	KQ-7311	707685
	91cm幅 mini	KQ-7321	707705
	83cm幅 mini	KQ-7301	707665
	TAISコード	00170-000785	
2モーション	ベッド幅	型式	商品コード
	91cm幅	KQ-7231	707645
	83cm幅	KQ-7211	707605
	91cm幅 mini	KQ-7221	707625
	83cm幅 mini	KQ-7201	707585
	TAISコード	00170-000777	
1モーション	ベッド幅	型式	商品コード
	91cm幅	KQ-7131	707565
	83cm幅	KQ-7111	707525
	91cm幅 mini	KQ-7121	707545
	83cm幅 mini	KQ-7101	707505
	TAISコード	00170-000769	


●共通サイズ表

セーフティラウンドボード(樹脂製・木目調)  
(レギュラーサイズ・ミニサイズ)




( ) は1モーションの寸法です  
[ ] はミニサイズの寸法です

木製ボード  
(レギュラーサイズ・ミニサイズ)



( ) は1モーションの寸法です  
[ ] はミニサイズの寸法です

木製ボード(ハイタイプ)  
(レギュラーサイズ・ミニサイズ)



( ) は1モーションの寸法です  
[ ] はミニサイズの寸法です

楽匠Zシリーズ 専用オプション

アクセスポート

パラマウントベッド

立ち上がりや移乗、室内の移動などさまざまな用途に対応します。目的に合わせて多様な組み合わせが可能です。



ポール手すり1台セット

基本セットと垂直ポールと歩行用手すり1台のセットです。

型式	TAISコード
KQ-P70GF1	00170-000800



基本セット



型式	商品コード	TAISコード
KQ-P70G	711100	00170-000795



垂直ポール



型式	商品コード	JANコード
KQ-P70P	711105	4527799003273



歩行用手すり



型式	商品コード	JANコード
KQ-P70T	711110	4527799003280



延長フレーム

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KQ-P72L	709225	00170-000793
83cm幅	KQ-P70L	709220	00170-000792

JIS認証取得

14cm長くなります

延長マットレスが別途、必要となります。



キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P70C	714065	00170-000794

JIS認証取得

ベッドの高さが約3cm高くなります。



延長マットレス

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-551L	709203	00170-000563
83cm幅	KE-553L	709204	00170-000565



保険対応外商品

ホルダー付IVポール

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KC-56P70	00170-000844

●楽匠Zシリーズ専用

※IVポール+IVポールホルダー

IVポール

型式	商品コード	TAISコード
KC-56	718140	00170-000078

IVポールホルダー


型式	商品コード	TAISコード
KQ-P70V	718155	00170-000843



ベッド付属品はこちらからお選びください

マットレス  
参照 P.18

介助バー  
参照 P.25



テーブル  
参照 P.26

ベッドサイドレール  
参照 P.24

※ JIS認証取得のマークのある製品は、楽匠Zシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

# 楽匠Sシリーズ



ご本人にも、介護する方にも、安心してお使いいただけるベッド。  
それが、楽匠Sシリーズです。  
新たに、ゆとりの100cm幅ワイドサイズをラインアップ。



楽匠Sシリーズは、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの組み合わせにおいて  
JIS規格 (JIS T9254:2009) の認証を取得しています。



## 楽匠Sシリーズ 専用オプション

### 延長フレーム

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード	JIS認証取得
100cm幅	KQ-P94L	709210	00170-000681	取得
91cm幅	KQ-P92L	709201	00170-000526	取得
83cm幅	KQ-P90L	709202	00170-000525	取得

●楽匠Sシリーズ専用 (100cm) (91・83cm)

14cm長くなります

延長マットレスが別途、必要となります。

在庫限定

### 延長マットレス

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-557L	709207	00170-000661
91cm幅	KE-551L	709203	00170-000563
83cm幅	KE-553L	709204	00170-000565

(100cm) (91・83cm)

在庫限定

### ハイトスペーサー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90H	714090	00170-000561

ベッドの高さが6.5cm高くなります。 JIS認証取得

在庫限定

### キャスター


パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90C	714055	00170-000560



ベッドの高さは変わりません。 JIS認証取得

在庫限定

ベッド付属品はこちらからお選びください



### ●共通サイズ表



※ JIS認証取得のマークのある製品は、楽匠Sシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。



セーフティラウンドボード  
(樹脂製・木目調)



木製ボード



木製ボード  
ワイドサイズ

	セーフティラウンドボード (樹脂製・木目調)	木製ボード	木製ボード ワイドサイズ																																				
<p>らくらく モーション</p> <p>背上げ 膝上げ 高さ調節 背・膝連動</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm 幅</td> <td>KQ-9631</td> <td>705011</td> </tr> <tr> <td>83cm 幅</td> <td>KQ-9611</td> <td>705013</td> </tr> <tr> <td>91cm 幅 mini</td> <td>KQ-9621</td> <td>705012</td> </tr> <tr> <td>83cm 幅 mini</td> <td>KQ-9601</td> <td>705014</td> </tr> </tbody> </table> <p>TAISコード 00170-000517</p> <p>在庫限定</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-9631	705011	83cm 幅	KQ-9611	705013	91cm 幅 mini	KQ-9621	705012	83cm 幅 mini	KQ-9601	705014	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm 幅</td> <td>KQ-9632</td> <td>705001</td> </tr> <tr> <td>83cm 幅</td> <td>KQ-9612</td> <td>705003</td> </tr> <tr> <td>91cm 幅 mini</td> <td>KQ-9622</td> <td>705002</td> </tr> <tr> <td>83cm 幅 mini</td> <td>KQ-9602</td> <td>705004</td> </tr> </tbody> </table> <p>TAISコード 00170-000513</p> <p>在庫限定</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-9632	705001	83cm 幅	KQ-9612	705003	91cm 幅 mini	KQ-9622	705002	83cm 幅 mini	KQ-9602	705004	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100cm 幅</td> <td>KQ-9652</td> <td>705020</td> </tr> </tbody> </table> <p>TAISコード 00170-000679</p>	ベッド幅	型式	商品コード	100cm 幅	KQ-9652	705020
	ベッド幅	型式	商品コード																																				
91cm 幅	KQ-9631	705011																																					
83cm 幅	KQ-9611	705013																																					
91cm 幅 mini	KQ-9621	705012																																					
83cm 幅 mini	KQ-9601	705014																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm 幅	KQ-9632	705001																																					
83cm 幅	KQ-9612	705003																																					
91cm 幅 mini	KQ-9622	705002																																					
83cm 幅 mini	KQ-9602	705004																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
100cm 幅	KQ-9652	705020																																					
<p>3モーター</p> <p>背上げ 膝上げ 高さ調節</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm 幅</td> <td>KQ-9331</td> <td>705111</td> </tr> <tr> <td>83cm 幅</td> <td>KQ-9311</td> <td>705113</td> </tr> <tr> <td>91cm 幅 mini</td> <td>KQ-9321</td> <td>705112</td> </tr> <tr> <td>83cm 幅 mini</td> <td>KQ-9301</td> <td>705114</td> </tr> </tbody> </table> <p>TAISコード 00170-000518</p> <p>在庫限定</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-9331	705111	83cm 幅	KQ-9311	705113	91cm 幅 mini	KQ-9321	705112	83cm 幅 mini	KQ-9301	705114	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm 幅</td> <td>KQ-9332</td> <td>705101</td> </tr> <tr> <td>83cm 幅</td> <td>KQ-9312</td> <td>705103</td> </tr> <tr> <td>91cm 幅 mini</td> <td>KQ-9322</td> <td>705102</td> </tr> <tr> <td>83cm 幅 mini</td> <td>KQ-9302</td> <td>705104</td> </tr> </tbody> </table> <p>TAISコード 00170-000514</p> <p>在庫限定</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-9332	705101	83cm 幅	KQ-9312	705103	91cm 幅 mini	KQ-9322	705102	83cm 幅 mini	KQ-9302	705104							
	ベッド幅	型式	商品コード																																				
91cm 幅	KQ-9331	705111																																					
83cm 幅	KQ-9311	705113																																					
91cm 幅 mini	KQ-9321	705112																																					
83cm 幅 mini	KQ-9301	705114																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm 幅	KQ-9332	705101																																					
83cm 幅	KQ-9312	705103																																					
91cm 幅 mini	KQ-9322	705102																																					
83cm 幅 mini	KQ-9302	705104																																					
<p>2モーター</p> <p>背上げ 高さ調節</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm 幅</td> <td>KQ-9231</td> <td>705211</td> </tr> <tr> <td>83cm 幅</td> <td>KQ-9211</td> <td>705213</td> </tr> <tr> <td>91cm 幅 mini</td> <td>KQ-9221</td> <td>705212</td> </tr> <tr> <td>83cm 幅 mini</td> <td>KQ-9201</td> <td>705214</td> </tr> </tbody> </table> <p>TAISコード 00170-000519</p> <p>在庫限定</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-9231	705211	83cm 幅	KQ-9211	705213	91cm 幅 mini	KQ-9221	705212	83cm 幅 mini	KQ-9201	705214	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm 幅</td> <td>KQ-9232</td> <td>705201</td> </tr> <tr> <td>83cm 幅</td> <td>KQ-9212</td> <td>705203</td> </tr> <tr> <td>91cm 幅 mini</td> <td>KQ-9222</td> <td>705202</td> </tr> <tr> <td>83cm 幅 mini</td> <td>KQ-9202</td> <td>705204</td> </tr> </tbody> </table> <p>TAISコード 00170-000515</p> <p>在庫限定</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-9232	705201	83cm 幅	KQ-9212	705203	91cm 幅 mini	KQ-9222	705202	83cm 幅 mini	KQ-9202	705204	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100cm 幅</td> <td>KQ-9252</td> <td>705220</td> </tr> </tbody> </table> <p>TAISコード 00170-000678</p>	ベッド幅	型式	商品コード	100cm 幅	KQ-9252	705220
	ベッド幅	型式	商品コード																																				
91cm 幅	KQ-9231	705211																																					
83cm 幅	KQ-9211	705213																																					
91cm 幅 mini	KQ-9221	705212																																					
83cm 幅 mini	KQ-9201	705214																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm 幅	KQ-9232	705201																																					
83cm 幅	KQ-9212	705203																																					
91cm 幅 mini	KQ-9222	705202																																					
83cm 幅 mini	KQ-9202	705204																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
100cm 幅	KQ-9252	705220																																					
<p>1モーター</p> <p>背上げ</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm 幅</td> <td>KQ-9131</td> <td>705311</td> </tr> <tr> <td>83cm 幅</td> <td>KQ-9111</td> <td>705313</td> </tr> <tr> <td>91cm 幅 mini</td> <td>KQ-9121</td> <td>705312</td> </tr> <tr> <td>83cm 幅 mini</td> <td>KQ-9101</td> <td>705314</td> </tr> </tbody> </table> <p>TAISコード 00170-000520</p> <p>在庫限定</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-9131	705311	83cm 幅	KQ-9111	705313	91cm 幅 mini	KQ-9121	705312	83cm 幅 mini	KQ-9101	705314	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm 幅</td> <td>KQ-9132</td> <td>705301</td> </tr> <tr> <td>83cm 幅</td> <td>KQ-9112</td> <td>705303</td> </tr> <tr> <td>91cm 幅 mini</td> <td>KQ-9122</td> <td>705302</td> </tr> <tr> <td>83cm 幅 mini</td> <td>KQ-9102</td> <td>705304</td> </tr> </tbody> </table> <p>TAISコード 00170-000516</p> <p>在庫限定</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-9132	705301	83cm 幅	KQ-9112	705303	91cm 幅 mini	KQ-9122	705302	83cm 幅 mini	KQ-9102	705304							
	ベッド幅	型式	商品コード																																				
91cm 幅	KQ-9131	705311																																					
83cm 幅	KQ-9111	705313																																					
91cm 幅 mini	KQ-9121	705312																																					
83cm 幅 mini	KQ-9101	705314																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm 幅	KQ-9132	705301																																					
83cm 幅	KQ-9112	705303																																					
91cm 幅 mini	KQ-9122	705302																																					
83cm 幅 mini	KQ-9102	705304																																					

特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器 自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

# アウラ電動ベッド(1モーター)

## アウラ電動ベッド (1モーター)

パラマウントベッド

電動で背中・脚の角度調節ができる  
シンプルな1モーター電動ベッド




ベッド幅	型式	商品コード	TAIS コード
91cm 幅	KQ-51300	703230	00170-000593



ボタンで簡単に背ボトム・脚ボトムの角度を操作できます。  
(脚ボトムは背ボトムに連動して最大8°まで上がります)



ベッドの高さは組立時に3段階  
(25cm(低)、29cm(中)、33cm(高))  
のいずれかに設定できます



アウラ電動ベッド (KQ-51300) は、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの組み合わせにおいて JIS規格 (JIS T9254:2009) の認証を取得しています。

### キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KQ-38A	714100	00170-000591



JIS 認証取得

ベッドの高さが  
11.5cm 高くなります。



### ハイトスペーサー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KQ-37A	714105	00170-000601




JIS 認証取得

ベッドの高さが  
7cm 高くなります。



ベッド付属品はこちらからお選びください



※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、アウラ電動ベッド (KQ-51300) との組み合わせにおいて JIS 認証を取得しております。

特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

## 》 マットレスの選び方

マットレスを選ぶ際には、寝心地だけでなく、「動きやすさ」や「体圧分散性能」も重要です。マットレスの上での「動きやすさ」は、ベッドから出る動作を助けます。

また、床ずれリスクの高い方には、状態に応じて「体圧分散性能」の高いマットレスが必要です。

### 身体状況

### 優先すること

何かにつかまれば自分で寝返りや立ちあがりができる。




動きやすさ

適度なかたさ

自立した生活を維持するためにはできるだけベッドから離れることが大切。動きやすく、姿勢が安定しやすいことに配慮しました。

起きあがりや端座位への移行は自力でできるが、移乗には介助が必要。



適度なかたさ

縁がしっかりしている


寝たり、起きたりを繰り返していますが、できるだけからだを起こして過ごすように、また、移乗がしやすいように、端座位の安定性を重視しました。

一日の大半をベッドで過ごし、寝返り、起きあがり、移乗などほとんどの動作に介助が必要。



体圧分散性能

ベッドの上で過ごす時間が長く、身体機能が低下しているので、床ずれのリスクを軽減することを優先しました。




### 床ずれとは

体重の集中する骨と寝具に挟まれた皮膚組織が圧迫され、「血の流れが悪くなり、皮膚やその下にある組織が死んでしまうこと」を言います。床ずれは、組織内部のダメージが確認できないために、キズ(創)の状態が急速に悪化することがあります。毎日注意深く皮膚を観察することが大切です。

### 床ずれを防止するためには

床ずれ発生の2大要因を減少させる対策をとっていきましょう。

- ①圧力の強さを小さくする。
- ②圧力のかかっている時間を少なくする。



# マットレス



## ストレッチシリーズ

パラマウントベッド

マットレスは、ずれ軽減+より優れた体圧分散へ。

ベッドとジャストフィットする新機構「ストレッチシステム」によりマットレスが伸びて、背あげ時の身体のずれを軽減できます。幅広いラインナップからお選びいただけます。

対象者の目安 (床ずれ発生リスク度)			
なし	軽度	中等度	高度
ストレッチスリム			
ストレッチフィット			
	ストレッチグライド		




### ストレッチスリム Stretch-Slim

動きやすさと快適なクッション性を両立する 厚さ7cmの薄型・軽量マットレス



厚さ 7cm



#### ■ 通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAIS コード
100cm 幅	KE-777TQ	708570	00170-000749
91cm 幅	KE-771TQ	708560	00170-000745
83cm 幅	KE-773TQ	708550	00170-000747
91cm 幅 mini	KE-772TQ	708565	00170-000746
83cm 幅 mini	KE-774TQ	708555	00170-000748

#### ■ 清拭タイプ



ベッド幅	型式	商品コード	TAIS コード
100cm 幅	KE-777SQ	708545	00170-000744
91cm 幅	KE-771SQ	708535	00170-000740
83cm 幅	KE-773SQ	708525	00170-000742
91cm 幅 mini	KE-772SQ	708540	00170-000741
83cm 幅 mini	KE-774SQ	708530	00170-000743

<100cm>


<91・83cm>

### ストレッチフィット Stretch-Fit

マットレスが伸びて身体のずれを軽減する ストレッチシステムに優れた体圧分散性をプラス



厚さ 9cm



#### ■ 通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAIS コード
100cm 幅	KE-787TQ	708620	00170-000739
91cm 幅	KE-781TQ	708610	00170-000735
83cm 幅	KE-783TQ	708600	00170-000737
91cm 幅 mini	KE-782TQ	708615	00170-000736
83cm 幅 mini	KE-784TQ	708605	00170-000738

#### ■ 清拭タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAIS コード
100cm 幅	KE-787SQ	708595	00170-000734
91cm 幅	KE-781SQ	708585	00170-000730
83cm 幅	KE-783SQ	708575	00170-000732
91cm 幅 mini	KE-782SQ	708590	00170-000731
83cm 幅 mini	KE-784SQ	708580	00170-000733

<100cm>

<91・83cm>


## 床ずれ防止用具

### ストレッチグライド Stretch-Glide

性質の異なるウレタンフォームを 2層追加してさらに優れた体圧分散性を発揮



厚さ 12.5cm



#### ■ 通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAIS コード
100cm 幅	KE-797TQ	722485	00170-000729
91cm 幅	KE-791TQ	722475	00170-000725
83cm 幅	KE-793TQ	722465	00170-000727
91cm 幅 mini	KE-792TQ	722480	00170-000726
83cm 幅 mini	KE-794TQ	722470	00170-000728

#### ■ 清拭タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAIS コード
100cm 幅	KE-797SQ	722460	00170-000724
91cm 幅	KE-791SQ	722450	00170-000720
83cm 幅	KE-793SQ	722440	00170-000722
91cm 幅 mini	KE-792SQ	722455	00170-000721
83cm 幅 mini	KE-794SQ	722445	00170-000723

<100cm>

<91・83cm>

パラフィットマットレス



パラマウントベッド

柔らかく快適な寝心地を実現しつつ  
立ち上がりや寝返りなどの動作をサポート

厚さ  
9cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-717Q	708520	00170-000699
91cm幅	KE-711Q	708510	00170-000697
83cm幅	KE-713Q	708500	00170-000698
91cm幅 mini	KE-7111Q	708515	00170-000700
83cm幅 mini	KE-7131Q	708505	00170-000701

- トップカバー / ポリエステル
- クッション材 / ウレタンフォーム・ポリエステル
- 加工 : 抗菌加工、防カビ加工、難燃加工




エバーフィット (通気タイプ)

パラマウントベッド

リバーシブルで“選べるやわらかさ”  
無膜ウレタンフォームによる“抜群の通気性”

厚さ  
10cm


ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-577Q	708320	00170-000439
91cm幅	KE-571Q	708310	00170-000438
83cm幅	KE-573Q	708300	00170-000437
91cm幅 mini	KE-5711Q	708315	00170-000441
83cm幅 mini	KE-5731Q	708305	00170-000440



ハードフィット面  
(通気タイプ)



ソフトフィット面  
(通気タイプ)




エバーフィット (清拭タイプ)

パラマウントベッド

リバーシブルで“選べるやわらかさ”  
汚れや水分がしみこみ難いカバーを採用

厚さ  
10cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-527Q	708276	00170-000398
91cm幅	KE-521Q	708246	00170-000389
83cm幅	KE-523Q	708206	00170-000390
91cm幅 mini	KE-5211Q	708256	00170-000396
83cm幅 mini	KE-5231Q	708226	00170-000397



ハードフィット面  
(清拭タイプ)



ソフトフィット面  
(清拭タイプ)

アルファプラすくっと

タイカ

起き上がり時や立ち上がり時に手をつく位置  
(マットの両端) が硬いため、動作を助けます

厚さ  
9cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	TS-SKT-A1R	708425	00563-000021
83cm幅	TS-SKT-A3R	708420	00563-000019
91cm幅 mini	TS-SKT-A1S	708435	00563-000022
83cm幅 mini	TS-SKT-A3S	708430	00563-000020



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

# マットレス／ウレタンフォームマットレス


## ブレグラーマットレス

パラマウントベッド

伸びながら曲がるキューマラインボトムのベッドに適しています

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-557Q	708202	00170-000444
91cm幅	KE-551Q	708020	00170-000159
83cm幅	KE-553Q	708000	00170-000142
91cm幅 mini	KE-5511Q	708200	00170-000286
83cm幅 mini	KE-5531Q	708180	00170-000285

厚さ  
8cm



<100cm>

<91・83cm>





## クレーターマットレス

パラマウントベッド

からだとうレタン凸部の接触面積が小さく、  
圧迫感を軽減します

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-761	708140	00170-000043
83cm幅	KE-763	708120	00170-000044

厚さ  
9cm



在庫限定

## 床ずれ防止用具

### ウレタンフォーム

## コンフォケアマットレス

パラマウントベッド


低反発と高弾力性、2つのウレタンフォームの  
組み合わせでしっかりとからだを支持します

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-811	722100	00170-000257
83cm幅	KE-813	722080	00170-000258

- トップカバー／ポリエステル・合成ゴム
- クッション材／低反発ウレタンフォーム、高弾力性ウレタンフォーム

厚さ  
8.5cm

二層システム構造



### ウレタンフォーム

## パラフロートマットレス

パラマウントベッド

洗って干せるなど、ご家庭で布団感覚で使える  
体圧分散マットレスです

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-851A	722065	00170-000161
83cm幅	KE-853A	722045	00170-000047

- カバー／表面：綿37%・ポリエステル13%  
裏面：ポリウレタン50%
- クッション材／ポリエステル・ウレタンフォーム

厚さ  
16cm



KE-851、KE-853もご用意しております。

### ウレタンフォーム

## マキシーフロート

パラマウントベッド

お手入れは清拭だけ、抗菌効果もある  
体圧分散マットレスです

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-801A	722025	00170-000045
83cm幅	KE-803A	722005	00170-000046

- トップカバー／ポリウレタン・ポリエステル
- クッション材／高弾力性ウレタンフォーム、ポリエステル繊維

厚さ  
15cm

多層構造



弾力性の異なる  
ウレタンフォームの3層構造



KE-801、KE-803もご用意しております。

ウレタンフォーム

アクアフロート 通気タイプ

パラマウントベッド

中央部に埋め込まれた水溶液のパックが、  
床ずれ発生リスクの高い臀部の圧力を効果的に分散させます  
背上げた時に、特に高い効果を発揮します


ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-841Q	722115	00170-000507
83cm幅	KE-843Q	722110	00170-000508
91cm幅 mini	KE-8411Q	722119	00170-000511
83cm幅 mini	KE-8431Q	722118	00170-000512

- トップカバー／ポリエステル
- クッション材／ウレタンフォーム・ポリエステル・水溶液

厚さ  
12cm



上半身・臀部・かかとの  
各部位に適した  
3つの構造



ウレタンフォーム

アルファプラ F 通気タイプ


タイカ

独自の4×4スリット加工で、体重が軽い人でも  
身体にフィットし体圧を分散します


ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	MB-FAOR	722425	00563-000069
91cm幅	MB-FA1R	722410	00563-000067
83cm幅	MB-FA3R	722405	00563-000064
91cm幅 mini	MB-FA1S	722415	00563-000066
83cm幅 mini	MB-FA3S	722420	00563-000063

- カバー／ポリエステル 通気カバータイプ
- クッション材／αGEL・ポリウレタンフォーム

厚さ  
13cm



高硬度ウレタンフォームで  
安定感を確保



<100cm>

<91・83cm>

ウレタンフォーム

アルファプラ

タイカ

αGELとゲルサンド構造が実現した  
「高い床ずれ防止効果」と「ベッド上での動きやすさ」  
トータルバランスに優れたマットレスです

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	MB-11-LIGHT-R0	722220	00563-000012
91cm幅	MB-11-LIGHT-R1	722200	00563-000008
83cm幅	MB-11-LIGHT-R3	722180	00563-000005
91cm幅 mini	MB-11-LIGHT-R1-M	722240	00563-000011
83cm幅 mini	MB-11-LIGHT-R3-M	722300	00563-000010

- カバー／表地：ポリエステル、裏地：ポリウレタン 撥水・防水・制菌加工
- クッション材／αGEL・ポリウレタン

厚さ  
11.5cm



<100cm>

<91・83cm>

ウレタンフォーム

アキュマックス


パラマウントベッド

ウレタンフォームとエアのハイブリッド型  
優れた体圧分散性能を発揮します

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-821	722160	00170-000259
83cm幅	KE-823	722170	00170-000260

- トップカバー／ポリウレタン・ポリエステル
- クッション材／ウレタンフォーム、ポリエステル

厚さ  
15.5cm



<100cm>

<91・83cm>

# 高性能エアマットレス

## 高性能エアマットレス

### ここちあ

パラマウントベッド

三連圧切替とブロックコントロールで優れた体圧分散性能  
マットレスにポンプと送風チューブを内蔵しました

厚さ  
13cm

換気	リフレッシュ
背上げモード	微波動モード
リハビリモード	停電対策機能

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-901Q	722032	00170-000602
83cm幅	KE-903Q	722030	00170-000603
91cm幅 mini	KE-9011Q	722033	00170-000604
83cm幅 mini	KE-9031Q	722031	00170-000605



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

## 高性能エアマットレス

### ここちあ結起 Slimタイプ NEW

パラマウントベッド


体圧分散も、「ずれ」軽減もベッドリンク機能でフルオート  
薄型モデル

厚さ  
13cm



換気	リフレッシュ
背上げモード (ベッドリンク)	やわらか機能
しっかりモード	停電対策機能

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-921QS	722510	00170-000849
83cm幅	KE-923QS	722520	00170-000851
91cm幅 mini	KE-922QS	722515	00170-000850
83cm幅 mini	KE-924QS	722525	00170-000852



ガイドランス機能で使いやすいフルカラー液晶操作パネル

大容量ターボポンプをマットレスの中に収納

ベッドリンク機能でベッドの動きを読み取り、エアの圧力を適切にコントロールし、背上げの際の体圧分散と「ずれ」を軽減します。  
※アウラ電動ベッドは対象外です。

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

## 高性能エアマットレス

### ここちあ結起 3Dタイプ NEW

パラマウントベッド

体圧分散も、「ずれ」軽減もベッドリンク機能でフルオート  
臀部から大腿部を支える3Dセル内蔵

厚さ  
15cm



換気	リフレッシュ
背上げモード (ベッドリンク)	やわらか機能
しっかりモード	停電対策機能

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-931QS	722490	00170-000845
83cm幅	KE-933QS	722500	00170-000847
91cm幅 mini	KE-932QS	722495	00170-000846
83cm幅 mini	KE-934QS	722505	00170-000848



エアマットレス特有の凹凸感を和らげるトップクッションで身体をやさしく支えます。

大容量ターボポンプをマットレスの中に収納

ベッドリンク機能でベッドの動きを読み取り、エアの圧力を適切にコントロールし、背上げの際の体圧分散と「ずれ」を軽減します。  
※アウラ電動ベッドは対象外です。

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

エアマットレス

エアマスタートライセル

ケーブル

ベッド上で過ごす時間が長い方に  
背上げポジションを安定確保する  
2層式エアマット

厚さ  
10cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	CR-320	724020	00206-000039
83cm幅	CR-280	724000	00206-000039



- 換気
- リフレッシュ
- 背上げモード
- 微波動モード
- リハビリモード
- 停電対策機能



高機能エアマットレス

エアマスターネクサス

ケーブル

新形状のエアセルが、療養者の状態の変化に対応  
予防目的から軽度、さらに重度まで、  
幅広くご使用いただけます

厚さ  
13cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	CR-610	724405	00206-000067
83cm幅	CR-600	724400	00206-000067
91cm幅 mini	CR-620	724415	00206-000067
83cm幅 mini	CR-640	724410	00206-000067



- 換気
- リフレッシュ
- 背上げモード
- 微波動モード
- リハビリモード
- 停電対策機能



高機能エアマットレス

ビッグセル インフィニティ

ケーブル

マットレスに内蔵されたセンサーが  
背上げ角度を探知して  
圧切り替えを静止し  
最適な内圧に自動調整します

- 換気
- リフレッシュ
- 背上げモード
- 微波動モード
- リハビリモード
- 停電対策機能

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	CR-559	724370	00206-000074
91cm幅	CR-555	724355	00206-000074
83cm幅	CR-550	724350	00206-000074
91cm幅 mini	CR-557	724365	00206-000074
83cm幅 mini	CR-553	724360	00206-000074

厚さ  
17cm



ビッグセル インフィニティプラス

NEW

ケーブル

専用マットレスの足元部分に  
組み込まれたプラス専用パッドが  
エアマットレス内部のひえを防ぎます

- 換気
- リフレッシュ
- 背上げモード
- 微波動モード
- リハビリモード
- 停電対策機能


ベッド幅	型式	TAISコード
100cm幅	CR-569	00206-000076
91cm幅	CR-565	00206-000076
83cm幅	CR-561	00206-000076
91cm幅 mini	CR-567	00206-000076
83cm幅 mini	CR-563	00206-000076

厚さ  
17cm


インフィニティプラス		インフィニティ		専用パッド	
型式	型式	商品コード		型式	商品コード
CR-569	CR-559	724370	+	CR-549	724565
CR-565	CR-555	724355	+		
CR-561	CR-550	724350	+		
CR-567	CR-557	724365	+		
CR-563	CR-553	724360	+		

厚さ  
17cm

●ビッグセル  
インフィニティ



●ビッグセル  
インフィニティプラス



特殊寝台  
特殊寝台付属品  
床ずれ防止用具  
体位変換器  
徘徊感知機器  
自動排泄処理装置  
手すり  
歩行補助つえ  
歩行器  
車いす  
車いす付属品  
スロープ  
移動用リフト

## 特殊寝台付属品

### ベッドサイドレール

転落予防や、寝具の落下予防に。

抜き差しがしやすく使いやすいベッドサイドレールです。ベッドからの転落や寝具の落下を予防するために使います。(立ちあがり時など、支えとしてお使いになる場合は介助バーをお使いください)

#### ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-161Q	710159	00170-000527
KS-171Q	710162	00170-000529


JIS 認証取得

※1本単位でご注文を受付いたします。  
●長さ:96.4cm ●材質:スチールパイプ・樹脂  
●色:ホワイトアイボリー

※KS-161Q/全高:50.3cm  
KS-171Q/全高:56.3cm



2本  
セット




#### ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-126M	710201	00170-000806

JIS 認証取得

※1本単位でご注文を受付いたします。  
●長さ:96.4cm  
●全高:50.5cm  
●材質:スチールパイプ・樹脂  
●色:ミディアム



2本  
セット



#### ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-191Q	710185	00170-000752

JIS 認証取得

●長さ:82.7cm ●全高:50.3cm  
●材質:スチールパイプ・樹脂  
●色:ホワイトアイボリー

コンパクトで使いやすいサイズ

※介助バーとの組み合わせ・単独での使用専用です。



1本



#### ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード	型式	商品コード	TAISコード
KS-161QC	710159	00170-000539	KS-171QC	710162	00170-000541
KS-16C	710145		KS-17C	710147	

●長さ:97.5cm ●高さ:51cm  
※ベッドサイドレールKS-161Q (JIS認証取得)と  
ソフトカバーKS-16Cのセットです。  
●色:カバー…ベージュ

●長さ:97.5cm ●高さ:57cm  
※ベッドサイドレールKS-171Q (JIS認証取得)と  
ソフトカバーKS-17Cのセットです。



2本  
セット




#### ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-126C	710149	00170-000532

JIS 認証取得

※1本単位でご注文を受付いたします。  
●長さ:96.4cm  
●全高:50.5cm  
●材質:スチールパイプ・樹脂  
●色:チェリー



2本  
セット



#### ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-191QC	710185	00170-000763
KS-191Q	710185	
KS-19CA	710195	

●長さ:85.3cm  
●全高:51.5cm  
●色:カバー…ベージュ

※ベッドサイドレールKS-191Q (JIS認証取得)と  
ソフトカバーKS-19CAのセットです。  
※介助バーとの組み合わせ・単独での使用専用です。



1本




### サイドサポート

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KA-038B (ボトム取付式)	710161	00170-000354
KA-037BL (オプション受け差込式)	710171	00170-000558
KA-037BR (オプション受け差込式)	710170	00170-000557

●長さ:63cm ●幅:12cm

1本



KA-038B

※ 頭側専用

KA-037BL ……①

KA-037BR ……②

※ 左図の位置に取り付けられます。




※ KA-037B もご用意しております。

※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠Zシリーズ、楽匠Sシリーズおよびアウラ電動ベッド (KQ-51300) との組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

## ベッド用すり

### 立ち上がり動作をしっかりと支援。

お使いになる方のために考えられた介助バーは、ベッドから離れる動作を支援するばかりでなく、さまざまな局面でご利用いただけます。



### スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-096A	712018	00170-000551

JIS 認証取得

- 長さ：110.9cm ●全高：50.3cm
- 材質：主材…スチールパイプ  
グリップ表面…樹脂コーティング
- 色：ホワイトアイボリー



1本

### スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-096D	712025	00170-000803

JIS 認証取得

- 長さ：110.9cm ●全高：50.3cm
- 材質：主材…スチールパイプ  
グリップ表面…樹脂コーティング
- 色：ミディアム



1本

### ソフトカバー付スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KS-096AC	00170-000552

型式	商品コード
KS-096A	712018
KS-96C	710146

※KS-096ACは、スイングアーム介助バーKS-096A (JIS認証取得)とソフトカバーKS-96Cのセットです。



1本

### ソフトカバー付スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KS-096ACL	00170-000712

型式	商品コード
KS-096A	712018
KS-96CL	710141

※KS-096ACLは、スイングアーム介助バーKS-096A (JIS認証取得)とソフトカバーKS-96CLのセットです。



1本

### ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-151Q	710153	00170-000537

JIS 認証取得

- 長さ：58.9cm ●全高：50.3cm
- 材質：スチールパイプ・樹脂
- 色：ホワイトアイボリー



1本

### ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KS-151QC	00170-000543

型式	商品コード
KS-151Q	710153
KS-15C	710148

- 長さ：60cm ●全高：51cm
- 色：ベージュ

※ベッドサイドレールKS-151Q (JIS認証取得)とソフトカバーKS-15Cのセットです。



1本

## 保険対応外商品

### IVポール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KC-56	718140	00170-000078



### IVポールホルダー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90V	718150	00170-000686

- 楽匠 Sシリーズ専用

### IVスタンド

パラマウントベッド

型式	商品コード
KC-508	718160



※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠Zシリーズ、楽匠Sシリーズおよびアウラ電動ベッド (KQ-51300)との組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

## 特殊寝台付属品

### フレキシベルト ハグ M

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52072	720035	00170-000694

●ウエストサイズ：70~120cm



※支えながらベッドに移すことができます。  
※介助する方もフレキシベルトハグを装着すると、ご本人様がつかまるところを用意できます。

### イージーグライド M

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A29036	720000	00170-000570

●サイズ：長さ60×幅33cm ●重量：0.89kg ●材質：ポリエチレン  
●橋渡しする距離：10cm以下 ●ボードの両端：15cm以上



#### スライディングボードの使い方




表面の滑りやすさを利用し、対象者を座位姿勢のまま移乗させることができます。  
十分な強度と柔軟性を兼ね備え、挿入や取り外しも工夫しています。  
※段差が5cm以上の時・エアマット使用時には、ご利用をお控えください。

### オーバーテーブル

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KQ-060W	718005	00170-000375
91cm幅	KQ-060L	718010	00170-000374
83cm幅	KQ-060M	718015	00170-000373

●幅：31cm  
●材質：表面／ポリエステル化粧板  
両端／樹脂製



### アジャストテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-090	718120	00170-000188

●幅：32cm ●材質：樹脂製

83cm・91cm幅の  
ベッドに使用可



### ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-282	716085	00170-000399

●寸法：幅80.8×奥行45×高さ63~95.5cm  
●重量：11kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



### ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-283	900011	00170-000575

●寸法：幅60×奥行40×高さ60.0~94.0cm  
●重量：15.6kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、付属の脚座ゴムシートが必要です。



在庫限定



### ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-1920	716095	00170-000716

●寸法：幅90.7×奥行44.5×高さ61~92.5cm  
●重量：14.0kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



※KF-192もご用意しております。



### ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-1930	716100	00170-000751

●寸法：幅90.7×奥行44.5×高さ61~92.5cm  
●重量：14.0kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

## オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-813	716075	00170-000387

- 寸法：幅121×奥行40×高さ63～95.5cm
- 重量：16kg

※ワイドアウラベッドでは使用できません。  
※楽匠Sシリーズ1モーターベッドで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



## リハビリテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-850	716020	00170-000265

- 寸法：幅90×奥行63.4cm ●重量：20.0kg
- 甲板寸法：幅90×奥行60cm
- 甲板高さ：53～78cm (11段階調節)
- 甲板角度：0° (水平)・15°・30°・90°
- 材質：
  - 本体 / スチール製
  - 天板 / メラミン樹脂化粧板

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



## 端座位保持テーブル

パラマウントベッド

座位保持が不安定な方の  
「座る」リハビリテーションをサポート

型式	商品コード	TAISコード
KF-890	716053	00170-000574

- 寸法：幅68×奥行77×高さ55～80cm (11段階調節)
- 重量：21kg
- 材質：本体 / スチール製、天板 / 樹脂化粧板
- 肘パッド(2個)付き

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



## オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-833LB (ミディアムオーク)	716070	00170-000317

- 寸法：幅133.4×奥行63.4×高さ63～95cm
- 重量：24.0kg

※ワイドアウラベッドでは使用できません。  
※楽匠Sシリーズ1モーターベッドで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



## リハビリテーブル(ベルト付) KF-840BS

パラマウントベッド

商品コード	TAISコード
716050	00170-000826

- 寸法：幅79×奥行58cm (テーブル面)  
高さ54～79cm (11段階調節可)
- 重量：13kg
- 材質：本体 / スチール製、天板 / メラミン樹脂化粧張り
- ベルト1本 (付属)
- 上体保持に配慮した天板形状
- 制動力が強いキャスターを採用

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



※KQ-550もご用意しております。

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器  
自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

体位変換器

バナナターン

パラマウントベッド



使い方がわかりやすい  
イラスト入り  
(Sサイズを除く)

持ちやすい  
グリップ

Lサイズ

Mサイズ

Sサイズ



サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KE-P151	756030	00170-000682
M	KE-P152	756040	00170-000683
S	KE-P153	756050	00170-000684

Lサイズ/ ●寸法: 全長約140×全幅42cm ●重量: 約1.3kg  
Mサイズ/ ●寸法: 全長約109×全幅31cm ●重量: 約0.7kg  
Sサイズ/ ●寸法: 全長約46×全幅21cm ●重量: 約0.2kg

〈Lサイズ〉



〈Mサイズ〉



〈Sサイズ〉




体位変換器 バナナターン 使用例


※身体の大きさや使用方法・使用箇所に合わせてサイズ(S/M/L)を選んでください。

■LまたはMサイズを利用した体位変換例  
(2個使用した場合)

身体に沿ってしっかりとあて、交差した2つのグリップを持って引きます。




体位変換後は、身体の下に挿入しておくことによって、そのままの姿勢を保ちやすくなります。




■Sサイズを利用した体位変換例  
(肩にあてた場合)

肩にしっかりとあて、グリップを持って引きます。



〈大腿にあてた場合〉

大腿にしっかりとあて、グリップを持って引きます。



ペンギンサポート

パラマウントベッド



※地域によっては対応が出来ない場合がございます。

型式	商品コード	TAISコード
KE-100S	756060	00170-000713

●寸法: 全長約163×全幅約48cm ●重量: 約0.3kg  
●材質: 本体/ナイロン(撥水加工)、中板/ポリエチレンフォーム  
面ファスナー/ポリエステル、ビニールバック/ポリ塩化ビニル  
●最大使用者体重: 138kg

イージースライドM

パラマウントベッド



体の下に敷き込み  
摩擦を減らして  
移動も容易に行えます



型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52043	720095	00170-000611

●サイズ: 長さ70×幅100cm

ロンボ ポジショニング 初期導入セット ラックヘルスケア



商品コード	TAISコード
756016	00245-000103

●サイズ:  
① RF1 RF21118: 長さ60×幅40cm  
② RF5 RF21145: 長さ80×幅80cm  
③ RF3 RF32804: 長さ40×幅23cm (2コ)  
④ RM1 RM43036: 長さ75×幅65cm  
⑤ RM2 RM41934: クッション本体/長さ80×幅40cm  
フラップ部/長さ80×幅20cm

カバーがつかます。

※地域によっては対応が出来ない場合がございます。

ナーセントパットA(3ピース) NP アイ・ソネックス



●体位変換  
●良肢位の保持  
●床ずれ部位の除圧

※地域によっては対応が出来ない場合がございます。

商品コード	TAISコード
756000	00149-000012

●サイズ: (大ピース) 全幅40×全高10×奥行40cm  
(小ピース) 全幅40×全高10×奥行20cm  
●重量: (大ピース) 0.85kg (小ピース) 0.45kg×2 計1.75kg  
●材質: 低反発性高密度特殊ウレタン

特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器 自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

家族コール1・Aタイプ HK-1A


テクノスジャパン

ベッドから降りると報知します

気がかりな離床の動きをメロディでお知らせ!  
通達距離 約60m(見通し)

商品コード	TAISコード
764015	00318-000032

- 床センサー・サイズ: 全幅1000×全高4×奥行500mm
- コンソール(送信器)  
電源: 006P 9V アルカリ電池1個 AC100V  
ACアダプタ両用
- メロディチャイム(受信器)  
電源: AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量: 可変



家族コール1・Bタイプ HK-1B


テクノスジャパン

ベッドで起き上がると報知します

気がかりな離床の動きをメロディでお知らせ!  
通達距離 約60m(見通し)

商品コード	TAISコード
764020	00318-000033

- ベッドセンサー・サイズ: 全幅300×全高4×奥行300mm
- コンソール(送信器)  
電源: 006P 9V アルカリ電池1個 AC100V  
ACアダプタ両用
- メロディチャイム(受信器)  
電源: AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量: 可変



スカットクリーン

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KW-65H	758400	00170-000707

- 寸法: 幅23.3×長さ37.8×高さ27.3cm
- 重量: 5.0kg (尿タンクが空のとき)

※尿タンク・ブラシ入れは含まれません。

介護保険対応 レンタル



本体  
KW-65H

レシーバーをあてがい排尿すると、自動的に尿を吸引します  
尿意があるがトイレへの移乗が困難な方、夜間転倒のリスクがある方、し瓶をご利用の方で、し瓶を片づける手間を軽減したい方などにお勧めです



女性用セット  
(本体+女性用レシーバーセット)

男性用セット  
(本体+男性用レシーバーセット)

ご本人の状態や介護環境に合った使い方が可能です

夜中にトイレに行くのが不安...



トイレまで間に合わない...



トイレまでは行けるけど...



介護保険ご利用の場合はレシーバーセットは購入対象となります

介護保険対応 購入

男性用レシーバーセット  
KW-65MRT

商品コード	TAISコード
203630	00170-000708



アタッチメントが付属します。



尿タンク・ブラシ入れが付属します。

介護保険対応 購入

女性用レシーバーセット  
KW-65WRT

商品コード	TAISコード
203640	00170-000709



ハンドルが付属します。



尿タンク・ブラシ入れが付属します。

特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具 体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

# 手すりの選び方

手すりは、立ち上がりや起き上がり時に握り、つかまり、動作を安全かつ容易にするためと、座位や立位姿勢の保持のための支えの役割があります。ご本人の状態と目的、設置環境に合わせて選択しましょう。

## 立ち上がり、起き上がりの安全のために

居間・寝室・廊下・玄関など

### 設置型

手すりの取付が困難な場所に置いて使用します。

玄関の段差昇降、ベッドからの立ちすわりの補助として。



### 天井固定型

工事不要で取付可能です。

壁のない場所の手すりとして。



## 歩行時の支えのために

居間・寝室・廊下

### 設置型

安全な歩行のために。

歩行練習用に、据え置き型の手すりとして。



## 姿勢の支えと立ち上がりのために

### トイレ

### 設置型

既存の便器、ポータブルトイレに設置します。

トイレでの座位の安定、便器からの立ちすわりの補助として。



## トイレ用フレーム

### フィットレスト KQ-320 パラマウントベッド



肘かけがはね上がり、おろした時は自動でロック  
トイレでの姿勢の保持や立ちあがりなどをサポートします

商品コード TAIS コード  
**758410** 00170-000710

- 寸法：幅 約69×奥行 約56.5cm
- 高さ：約55~70cm (6段階調節)  
※ はねあげ時：約81.5~96.5cm
- 重量：約11kg ● 最大使用者体重：100kg
- <材質>
- アームレスト：発泡ウレタン
- フレーム：スチール製 (電着・粉体塗装仕上げ)
- ノブボルト：ステンレス・ABS樹脂



### Point1

#### アームレストの形状

「握る」「つかむ」「支える」「肘を乗せる」など、様々なシーンに配慮した形状です。



### Point2

#### はね上げ式アームレスト&自動ロック機構

アームレストは、はね上げが可能です。下ろしたいときに自動でロックがかかる安全な機構を採用しています。



### Point3

#### 様々なトイレに対応

トイレ固定部は前後に5.5cm調整ができますので、様々なトイレに固定できます。



※温水洗浄機能付トイレの操作部を避ける場合などに使えるスペーサーを別途ご用意しております。

### 洋式トイレ用フレーム S- はねあげ R 533082 アロン化成



肘かけがはね上がるので移乗に便利

商品コード TAIS コード  
**758035** 00221-000343

- サイズ：全幅64×全高55~70×奥行50cm ● 重量：9.0kg
- <材質>
- フレーム：スチール (カチオン電着塗装・エポキシ系粉体塗装)
- 肘掛け：タモ集成材



在庫限定

### ポータブルトイレ用フレーム 533070 アロン化成



背もたれ、ひじ掛けともに使いやすい高さに調節できます

商品コード TAIS コード  
**758000** 00221-000054

- サイズ：全幅63×全高73~81×奥行63cm ● 重量：8.0kg
- <材質>
- フレーム：スチール (メラミン樹脂塗装)
- ジョイント・背もたれ：ABS
- ベース板：PP
- ひじ掛けカバー：エラストマー



### 洋式トイレ用フレーム SUS-45 アロン化成



レンタルに最適なステンレス製

商品コード TAIS コード  
**758025** 00221-000236

- サイズ：全幅70×全高55~71×奥行47cm ● 重量：6.4kg
- <材質>
- フレーム：ステンレス鋼 (エポキシ系粉体塗装・抗菌加工)
- 肘掛け：PP ● ハンドル：ナイロン
- 首振りアジャスタースライド部：スチール
- 首振りアジャスターパッド：合成ゴム




在庫限定

楽起(らっきい) YM-103L-ID 山崎産業



商品コード TAIS コード  
758505 01339-000007

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約21kg



※案どめ YM-104C-AL もございます。

楽起(らっきい) YM-102L-ID 山崎産業



商品コード TAIS コード  
758500 01339-000006

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約21kg




※案どめ YM-104C-AL もございます。

楽起(らっきい) YM-101L-ID 山崎産業



商品コード TAIS コード  
758510 01339-000005

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約22kg



※案どめ YM-104C-AL もございます。

ユニバーサルグリップ KQ-95A パラマウントベッド




商品コード TAIS コード  
758183 00170-000583

- 寸法: 全高/約72・77・82cm (3段階調節)
- 脚部/55×60cm
- 重量: 約19kg ●色: ホワイトアイボリー
- <材質>
- グリップ: スチール製 (コーティング: 塩化ビニル)
- 支柱 (内): スチール製 (クロムめっき)
- 支柱 (外)・脚部: スチール製 (塗装)



※地域によっては対応が出来ない場合もございます。



ユニバーサルグリップ KQ-95B パラマウントベッド



商品コード TAIS コード  
758185 00170-000584

- 寸法: 全高/約70・75・80cm (3段階調節)
- 脚部/55×60cm
- 重量: 約16kg ●色: ホワイトアイボリー
- <材質>
- グリップ: スチール製 (コーティング: 塩化ビニル)
- 支柱 (内): スチール製 (クロムめっき)
- 支柱 (外)・脚部: スチール製 (塗装)



※地域によっては対応が出来ない場合もございます。



ミニ平行棒 “ささえ愛” TY500 日進医療器



商品コード TAIS コード  
758060 00175-000266

- サイズ: 手摺部 / 幅37~73cm×長さ152cm×高さ76~94cm
- 全体 / 幅70cm×長さ165cm×高さ76~94cm
- 重量: 18.5kg
- 材質: 握り手・ベース/スチール (発泡樹脂コーティング仕上げ)



組み合わせの変更により…

- 並列型 ●L型

並列型



特殊寝台  
特殊寝台付属品 床ずれ防止用具  
体位変換器  
徘徊感知機器 自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

設置型手すり

特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト


たちあっぷ CKA-01-1

矢崎化工

商品コード	TAISコード
758420	00055-000119



- 高さ：幅70～80cm（5cm間隔3段階）
- ベース：50×60cm
- 手すり間口：33.8cm
- 重量：11.9kg
- <材質>
- ベース部：スチール
- フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック



たちあっぷ CKA-02-1

矢崎化工

商品コード	TAISコード
758425	00055-000120



- 高さ：幅70～80cm（5cm間隔3段階）
- ベース：50×90cm
- 手すり間口：33.8cm
- 重量：15.7kg
- <材質>
- ベース部：スチール
- フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック



たちあっぷ CKA-03

矢崎化工

商品コード	TAISコード
758121	00055-000073



- 高さ：幅70～80cm（5cm間隔3段階）
- ベース：50×60cm
- 手すり間口：26.5×35.2cm
- 重量：15.4kg
- <材質>
- ベース部：スチール
- フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック



たちあっぷ CKA-04

矢崎化工

商品コード	TAISコード
758126	00055-000074



- 高さ：幅70～80cm（5cm間隔3段階）
- ベース：50×90cm
- 手すり間口：77.8cm
- 重量：16.0kg
- <材質>
- ベース部：スチール
- フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック



あがりかまち用たちあっぷ CKE-01-1

矢崎化工

商品コード	TAISコード
758380	00055-000109



- 手すり間口：51.6cm
- 手すり高さ：80～85cm
- ベース：77.3×55.1cm
- 重量：32.8kg
- <材質>
- ベース部：ステンレス
- 手すり部：イレクター、アルミ合金（ジョイント）



たちあっぷ 540 CKH-01

矢崎化工

商品コード	TAISコード
758440	00055-000127



- 手すり間口：53.7cm
- 手すり高さ：104～139cm
- ベース：78×74.5cm
- 重量：34.7kg
- <材質>
- ベース部：ステンレス
- 手すり部：イレクター、アルミ合金（ジョイント）

屋内、屋外でも使用可能な補助手すり



ベストポジションバー DIPPER ホクメイ




基本セット  
NBP-100-80

商品コード	TAISコード
758300	00254-000017

<サイズ>

- 使用サイズ：2.1~2.9m
- 収納サイズ：2m
- ポール部（直径）：4.5cm
- 重量：5.2kg



ショート  
NBP-100-90

商品コード	JANコード
758347	4944916023073

<サイズ>

- 使用サイズ：1.7~2.1m
- 収納サイズ：1.6m
- ポール部（直径）：4.5cm
- 重量：4.7kg

<材質>

- 主材：アルミパイプ
- 表面：樹脂コーティング

工事不要、  
ワンタッチで簡単設置  
和室の天井である竿天井にも  
取付けができます



※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

ベストポジションバーオプション DIPPER ホクメイ

U型アーム BP-110

商品コード	JANコード
758301	4944916020201

- 手すり部：天然木
- ジョイント部：アルミダイカスト



ウェーブ型アーム BP-410

商品コード	JANコード
758303	4944916020232

- 手すり部：天然木
- ジョイント部：アルミダイカスト



※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

ジュビター3点セット BP-140

商品コード	JANコード
758339	4944916020621

- 手すり部：天然木
- ジョイント部：アルミダイカスト
- クッション：発泡樹脂（NBR）
- ※リングアーム・クッション・大型ベースの3点です。



天井用丸型ベース NBP-221

商品コード	JANコード
758319	4944916020706



●ベース（直径）：16cm

3本掛け補強プレート BP-1001

商品コード	JANコード
758323	4944916020966



●ベース（長さ）：1m

玄関用手すりLuna オプションアーム レギュラー

型式	商品コード	JANコード
ENT-180-30	758450	4944916024001

- ベース（直径）：12cm
- シリコン滑り止めシート×1（160角）
- 補助ベース×1（200φ）
- 丸グリップ×2 ●玄関アーム×1

従来のベストポジションバーに  
装着し玄関用として使用できる



※右記の商品画像は、ベストポジションバー基本セット+オプションアームレギュラーです。（玄関用手すりLuna）

玄関用手すりLuna

型式	TAISコード
NBP-E-100	00254-000044



ベストポジションバーH型（固定）セット / （跳ね上げB型）セット

DIPPER ホクメイ



ベストポジションバーH型（固定）セット

90cmセット H2o-100-10

JANコード：4944916022205

- 基本セット【2本】
- エンドブラケット（固定）【2個】
- 天然木丸棒900【1本】
- サイズ：長さ90cm



120cmセット H2o-100-20

JANコード：4944916022212

- 基本セット【2本】
- エンドブラケット（固定）【2個】
- 天然木丸棒1200【1本】
- サイズ：長さ120cm



ベストポジションバーH型（跳ね上げB型）セット

90cmセット H2o-300-10

JANコード：4944916022304

- 基本セット【2本】
- エンドブラケット（固定）【2個】
- 跳ね上げユニットB型【1式】
- 天然木丸棒900【1本】
- サイズ：長さ90cm



120cmセット H2o-300-20

JANコード：4944916022311

- 基本セット【2本】
- エンドブラケット（固定）【2個】
- 跳ね上げユニットB型【1式】
- 天然木丸棒1200【1本】
- サイズ：長さ120cm



〈ベストポジションバーH型セット部材〉

天然木丸棒 900 BP-600

商品コード	JANコード
758315	4944916020553



天然木丸棒 1200 BP-610

商品コード	JANコード
758316	4944916020560



エンドブラケット（固定）BP-200-10

商品コード	JANコード
758304	4944916020300



跳ね上げユニット B型 NBP-700-20

商品コード	JANコード
758309	4944916001057



# 歩行補助つえ・歩行器の選び方

歩行補助つえ・歩行器などの移動支援用具の安全かつ適切な選定により、ご本人の活動意欲が高まり、社会参加するなど生活範囲の拡大につながります。

## 利用者例と歩行補助つえ・歩行器の種類

	利用者例	種類	特徴
歩行補助つえ	一本杖では不安定な方に。	四点杖	支持面が広く安定性が高いつえです。
	握力や手首の支えが弱い方に。	ロフストランドクラッチ	握りと前腕で支え安定するつえです。
	手指・手関節へ負担を避けたい方に。	ブラットホームクラッチ	前腕部で支えるつえです。
	下肢への荷重が困難な方に。	松葉杖	上肢全体で支え、側方への安定性が高く、免荷に有効です。
	バランスが悪く広い支持面が必要な方に。	サイドウォーカー	体の横で支え、安定性に優れます。
歩行器	両腕の筋力があり、立位保持が可能だが、歩行不安定な方に。	固定型	持ち上げて前方に運び歩を進めるタイプです。
	両手の動きと立位保持も可能な方に。	交互型	持ち上げるのではなく、左右交互に振り出して歩を進めるタイプです。
	固定型を持ち運び使用したい方に。	折りたたみ型	固定型の折りたたみタイプ。小型・軽量のため体型・スペースに合わせて。
	固定型を持ち上げるのが困難な方に。	キャスター付歩行器	固定型にキャスターが付いたタイプです。押しながら前進します。
	両腕で支えられ立位バランスも良い方に。	歩行車	両腕で支えて押しながら使用します。
	手の支えが弱く立位バランスも悪い方に。	サークル付(馬蹄型)	両手や肘で支え、からだをもたれながら使用します。
	握る力や手による支えが弱い方に。	アーム付(前腕支持型)	前腕を支持台にのせて使用します。
	ひとりで歩くことが可能な方に。	シルバーカー	荷物運搬の補助として便利です。

## 歩行補助つえの高さ調節のポイント

- 大腿骨 大転子の高さ ● 立位で腕を垂直におろしたときの手首の高さ ● (身長 ÷ 2) + 3 cmの高さ
- つえ先を足先の15cm前外側についたときに肘を30度程曲げた高さ ※ 身体の状態、つえの種類により専門家へご相談下さい。

### オールカーボンクオッドケイン四点杖 島製作所

屋内 A B C D E 超軽量タイプ NEW

屋外 A B C D E

商品コード	TAISコード
754170	00576-000031

- 長さ：60.5～86cm (11段階)
- 重量：0.4kg
- ベース：18.5×14cm



非課税

### 四点杖 CMS-40M 松永製作所

屋内 A B C D E

屋外 A B C D E

商品コード	TAISコード
754010	00066-000221

- 長さ：71～93.5cm (10段階)
- 重量：1.02kg
- ベース：26.5×19cm



非課税

### 四脚杖 日進医療器

屋内 A B C D E

屋外 A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
TY142L	754030	00175-000270
TY142S	754020	00175-000270

- 長さ：68.5～88.5cm (8段階)
- 重量：0.83kg ● ベース：20.5×14cm
- 長さ：54.5～74.5cm (8段階)
- 重量：0.8kg ● ベース：20.5×14cm



非課税

### テトラ・ケイン 田辺プレス

屋内 A B C D E 超軽量タイプ

屋外 A B C D E

サイズ	商品コード	TAISコード
S	754155	01105-000001
M	754150	01105-000001

- 長さ・重量：Sタイプ 60～75cm (16段階)、0.42kg  
Mタイプ 70～85cm (16段階)、0.44kg
- ベース：22×16cm
- 材質：エラストマー(握り)、マグネシウム合金(支柱)



非課税

### ロフストランドクラッチ 松永製作所

屋内 A B C D E

屋外 A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
CMS-60L	754045	00066-000194
CMS-60S	754050	00066-000193

- グリップ高さ：64.5～97.0cm ● 重量：0.575kg
- グリップ高さ：52.0～77.0cm ● 重量：0.510kg



非課税

### 松葉杖(中) CMS-80M 松永製作所

屋内 A B C D E

屋外 A B C D E

商品コード	TAISコード
754070	00066-000218

- 長さ：107.5～137.5cm (10段階)
- 重量：0.96kg

2本セット



非課税

## 利用者状態別選定ポイント



このマークを目安に選べます。

**Aさん**



屋内移動は、独歩にて可能な方です。  
屋外では、転倒防止と疲労等を考慮してつえなどの支持物が必要です。

**Bさん**



屋内歩行は、手すりやつえ、歩行器等の支持物の使用が安全な方です。  
屋外では、転倒防止と疲労等を考慮して、車いす使用の検討が必要です。

## 歩行車や歩行器の高さ調節のポイント

- 身体の前方や側方で握りを持ったとき肘が軽く曲がり、身体が少し前傾した姿勢に調整する
- 前腕で支持する場合は、肘を90度に曲げたときの肘の高さ ※身体の状態、歩行器の種類により専門家へご相談下さい

### サイドウォーカー MRB-02031 ミキ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
742035	00122-000118

- サイズ：全幅42～44.5×奥行32～38×高さ74～86.5cm (6段階)
- 重量：1.65kg
- 材質：アルミ (一部スチール)
- 最大使用者体重：75kg



非課税

### アルコー2段ハンドル固定歩行器 星光医療器製作所

2段ハンドルで立ち上がりをサポートします

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
742025	00125-000033

- サイズ：全幅59～61×奥行48.5～49.5×高さ74～86.5cm
- 重量：2.6kg ● 材質：アルミ
- 折たたみ幅：11cm
- 最大使用者体重：80kg



非課税

### 固定型歩行器 アルコー 10型 星光医療器製作所

廊下や出入り口など、狭い住環境でもご利用いただけます

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
742140	00125-000027

- サイズ：全幅45.5～47×奥行40～43.5×高さ62.5～75cm
- 重量：2kg ● 材質：アルミ
- 折たたみ幅：12cm
- 最大使用者体重：80kg



非課税

### 交互式歩行器 KSA イーストアイ

左右の握り手を交互に動かして歩行する歩行補助器

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
742040	00465-000018

- サイズ：全幅56×奥行49×高さ70～80cm
- 重量：3.1kg
- 材質：アルミ (一部スチール)
- 最大使用者体重：100kg



非課税

### スライドフィット H-0188 ユーバ産業

小柄な方から大きい方まで、ご利用いただけます

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
742160	01096-000005

- サイズ：全幅51～61.1×奥行48～50.8×高さ65～83cm
- 重量：2.8kg
- 材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg



非課税

### スライドフィット キャスター付 H-0193S ユーバ産業

小柄な方から大きい方まで、ご利用いただけます

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
742165	01096-000026

- サイズ：全幅53～61.2×奥行52.5～54.9×高さ74～84cm
- 重量：3.2kg
- 材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg



非課税


### セーフティアームウォーカー Lタイプ イーストアイ


型式	商品コード	TAISコード
SAWLR	742090	00465-000017
SAWLSR	742115	00465-000054
SAWLHR	742120	4515914302806

- サイズ：全幅63×奥行57×高さ79.5～89.5cm ● 重量：3.8kg
- 材質：アルミ (一部スチール) ● 最大使用者体重：100kg

- サイズ：全幅61×奥行55×高さ72～82cm ● 重量：3.7kg
- 材質：アルミ (一部スチール) ● 最大使用者体重：100kg

- サイズ：全幅64.5×奥行57×高さ88.5～98.5cm ● 重量：4.0kg
- 材質：アルミ (一部スチール) ● 最大使用者体重：100kg

<SAWLR>  非課税

<SAWLSR・SAWLHR>  非課税

折たたみができ、収納・持ち運びに便利です



SAWLR SAWLSR

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

### アルコースタンダー 星光医療器製作所

片手で簡単に折りたためる 軽量・コンパクト歩行車

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード	キャスター径
744235	00125-000042	10cm

- サイズ：全幅46×奥行55～63.5×高さ75～85cm
- 重量：2.6kg ● 材質：アルミ製
- 折たたみ幅：12cm ● 最大使用者体重：80kg

折りたたみ時自立可能



歩行器

特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

折りたたみ歩行器 アルコー1S型

星光医療器製作所



在宅に使いやすい  
コンパクトサイズに設計

キャスター径  
11 cm

商品コード	TAISコード
744082	00125-000011

- サイズ：全幅51.5×奥行57×高さ87.5～107.5cm
- 重量：12.4kg
- 材質：スチール
- 折たたみ幅：22cm
- 最大使用者体重：80kg



非課税

アルコーSK型

星光医療器製作所



高さ調整がワンタッチでおこなえる  
コンパクト歩行車  
グリップ・抵抗器・ガードバンパー付き

キャスター径  
10 cm

商品コード	TAISコード
742200	00125-000040

- サイズ：全幅53×奥行57.5×高さ79～106cm
- 重量：12kg
- 材質：本体フレーム/スチール
- 最大使用者体重：80kg



非課税

ホップステップ SM-40

松永製作所



小回りが利くので  
移動がらくらく

キャスター径  
10 cm

商品コード	TAISコード
746000	00066-000150

- サイズ：全幅55～65×奥行72.5×高さ86～120cm
- 重量：14.4kg
- 材質：スチール
- 折たたみ幅：26cm
- 最大使用者体重：90kg



非課税

レッツゴー

竹虎ヒューマンケア



便利なトレイとバスケット付の  
室内専用歩行車

キャスター径  
15 cm

商品コード	TAISコード
742170	00110-000098

- サイズ：全幅54×奥行60×高さ84～91.5cm
- 重量：7kg
- 材質：アルミ・スチール・プラスチック
- 最大使用者体重：80kg



シンフォニーEVO

島製作所



使用しやすいコンパクト歩行車  
高さは、93cmのHIタイプ

キャスター径  
18 cm

商品コード	TAISコード
742195	00576-000036

- サイズ：全幅55×奥行61×高さ81～93cm
- 重量：5.9kg
- 材質：本体フレーム/アルミパイプ粉体塗装仕上げ
- 最大使用者体重：75kg



折りたたみ時

歩行車シンフォニーSP

島製作所



シルバーカー感覚で使える  
コンパクトな歩行車

キャスター径  
14.5 cm

商品コード	TAISコード
742055	00576-000014

- サイズ：全幅50×奥行56×高さ78.5～88cm
- 座面高：41cm ●重量：5.9kg
- 材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg



※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

テイコブリトルスリム

幸和製作所



小回りが利き、楽に使える!  
軽さが魅力のスリム設計

NEW

キャスター径  
前輪15 cm・後輪15 cm

商品コード	TAISコード
742205	00030-000163

- サイズ：全幅47×奥行58×高さ64～91cm
- 座面高：48cm
- 重量：4.5kg
- 材質：本体/アルミ、袋/ポリエステル・ナイロン
- 最大使用者体重：75kg



テイコブリトル

幸和製作所



本体幅がコンパクト  
狭い道でもスムーズに移動可能

キャスター径  
前輪18 cm・後輪15 cm

商品コード	TAISコード
742185	00030-000099

- サイズ：全幅52×奥行64×高さ65～83cm
- 座面高：50cm
- 重量：5.0kg
- 材質：本体/アルミ、袋/ポリエステル・ナイロン(チェックブルー)・ナイロン(ブラック)
- 最大使用者体重：75kg



チェックブルー

## ハンディウォーク

パラマウントベッド



サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KZ-C21002	770001	00170-000607
M	KZ-C21003	770010	00170-000687
S	KZ-C21001	770000	00170-000606

キャスター径  
20cm



〈スローダウンブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21008	00170-000691
M	KZ-C21007	00170-000690
S	KZ-C21006	00170-000689

スローダウン ブレーキキャスター	型式	商品コード
	KZ-C29007	746055

〈抑速ブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21023	00170-000812
M	KZ-C21022	00170-000811
S	KZ-C21021	00170-000810

抑速ブレーキ キャスター	型式	商品コード
	KZ-329001	746090



■抑速ブレーキ  
キャスター



折りたたみ時  
自立可能

抑速機構を小型化し、車輪  
に内蔵。バッテリーなどの  
電源は一切不要。

- サイズ：全幅60(S/55.5cm)×奥行65cm
- 高さ：L/75~100cm、M/69~88cm、S/65~76cm
- 座面高：L/62cm、M/55cm、S/48.5cm
- 重量：L/7.1kg、M/6.9kg、S/6.5kg ●材質：アルミ
- 最大使用者体重：L/150kg、M/130kg、S/120kg

〈スローダウンブレーキ付〉



〈抑速ブレーキ付〉



## ハンディウォーク アーム

パラマウントベッド



サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KZ-C21005	770015	00170-000688

キャスター径  
20cm



〈スローダウンブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21009	00170-000692

スローダウン ブレーキキャスター	型式	商品コード
	KZ-C29007	746055

〈抑速ブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21025	00170-000814

抑速ブレーキ キャスター	型式	商品コード
	KZ-329001	746090

折りたたみ時  
自立可能



■抑速ブレーキ  
キャスター



抑速機構を小型化  
し、車輪に内蔵。  
バッテリーなどの  
電源は一切不要。

### Point1 アームサポート

身長に合わせて、高さを調整可能。  
(98~115cm・7段階)



- サイズ：全幅60×奥行65cm
- 高さ：98~115cm
- 座面高：62cm
- 重量：10.6kg ●材質：アルミ
- 最大使用者体重：150kg

〈スローダウンブレーキ付〉



〈抑速ブレーキ付〉



### 抑速ブレーキの特性

- 1.必要なときだけ作動するので安心・快適
- 2.抑速ブレーキの設定が簡単
- 3.抑速ブレーキの再調整が不要
- 4.耐久性・耐摩耗性が強い

■現状の歩行車



歩行車に追いつけずに「転倒!」

■抑速ブレーキ  
付き歩行車



急加速時に自動ブレーキ  
通常歩行時は軽〜い歩行  
急加速時のみブレーキが作動して「転倒防止!」

## いす付き歩行車 KQ-180

パラマウントベッド



軽量で持ち運びにも便利  
収納力のあるバッグを装備

商品コード	TAISコード
744195	00170-000504

- サイズ：全幅58×奥行68×全高77~86cm
- 座面高：49~58cm(5段階調節) ●重量：6.5kg
- 材質：アルミ ●最大使用者体重：100kg



キャスター径  
18cm

## ラビット歩行補助車 WA-2

ウェルパートナーズ



手の握力が弱く、また手の症状等でグリップが握れない方、  
上肢・体幹のバランスが不安定な方におすすめです

商品コード	TAISコード
744142	01009-000002

- サイズ：全幅51×奥行63×高さ76~96cm
- 座面高：46cm ●重量：8.3kg ●材質：アルミ、ステンレス製
- 折たたみ幅：40cm ●最大使用者体重：100kg



キャスター径  
18cm

非課税

## ハッピーミニ

竹虎ヒューマンケア



横幅 50cm、狭い路地や室内でも  
扱いやすいコンパクトモデル

商品コード	TAISコード
744240	00110-000103

- サイズ：全幅50×奥行57.5×全高70~79cm
- 座面高：43cm ●重量：6.5kg ●最大使用者体重：80kg
- 材質：本体フレーム/アルミニウム、座面部分/ポリプロピレン



キャスター径  
18cm

パールメタリック

## 歩行車ハッピー II XYAPR001 B

竹虎ヒューマンケア



使用時の安定感と座り心地の良さがポイント

商品コード	TAISコード
744040	00110-000095

- サイズ：全幅55.5×奥行62×全高78~87cm
- 座面高：50cm ●重量：7.7kg ●材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg



キャスター径  
19cm

# 車いす


車いすを使用することで、外出や長い距離の移動を快適にするとともに、介助者の負担も軽減することができます。

## 利用者状態別選定ポイント

車いすは、屋内で使用する場合と屋外で使用する場合とは、使用される時間や環境が異なるため、選択するポイントが変わってきます。ご使用者の身体状況や介護環境と合わせて、慎重に選定する必要があります。

このマークを目安に選べます


屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E



	車いすの種類	車いすのイラスト	屋内		屋外	
			選定ポイント	選定可否	選定ポイント	選定可否
手動車いす	自走式 参照 P.40 ご本人が操作して駆動させるタイプ		屋内	○	○	○
			屋外	○	○	○
	介助式 参照 P.44 介助者が押して駆動させるタイプ		屋内	○	○	○
			屋外	○	○	○
	リクライニング式 ティルト式 参照 P.48 リクライニング/ティルト機能付き		屋内			○
			屋外			○
電動車いす	電動 参照 P.50 操作レバーによる駆動/介助者による操作が可能なタイプも		屋内	○	○	○
			屋外	○	○	○
	電動カート 参照 P.50 ハンドル操作で駆動 歩行者扱い		屋内			
			屋外	○		

- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 徘徊感知機器
- 自動排泄処理装置
- 手すり
- 歩行補助つえ
- 歩行器
- 車いす
- 車いす付属品
- スロープ
- 移動用リフト

## 車いすの名称と機能



介護ブレーキ

アームサポート

- 高さ調節
- はね上げ

手元ブレーキ

後輪(タイヤ)

前輪(キャスター)

バックサポート

- 張り調整

座シート

- 奥行調整

フット・レッグサポート

- スイングアウト (開閉)
- 着脱

## 車いすシーティングについて


利用者様の身体サイズ・身体機能・使用方法・環境などに車いすのサイズ・機能を適合させる(他の福祉用具やクッションなどを併用する場合があります)ことを車いすシーティングといいます。

車いすシーティングには一定の知識・技術が必要ですので、専門家にご相談ください。

### 身体寸法と車いす寸法の合わせ方の目安


a 座シート幅	① 座位臀幅に0~3cmを足します。
b 座シート奥行	② 座底長から5~7cm引きます。
c アームサポート高さ	③ 座位肘頭高に1~2cm足します(必要に応じてクッションの厚さを加えます)。
d フット・レッグサポート長さ	④ 座位下腿長(必要に応じてクッションの厚さを引きます)に合わせます。
e バックサポート高さ	⑤ 座位腋下高から7~10cm引きます(必要に応じてクッションの厚さを加えます)。
f 前座高	④ 座位下腿長に2~5cm足します(必要に応じてクッションの厚さを引きます)。
g グリップ高さ	介護者のへそ~股関節の高さに合わせます。

#### ■ 車いす寸法



- a 座シート幅
- b 座シート奥行
- c アームサポート高さ
- d フット・レッグサポート長さ
- e バックサポート高さ
- f 前座高
- g グリップ高さ

#### ■ 身体寸法



- ① 座位臀幅(ざいでんぷく)  
臀部の一番広い幅
- ② 座底長(ざいでいちよう)  
臀部後端から膝裏までの長さ
- ③ 座位肘頭高(ざいちゆうとうこう)  
座面から肘までの高さ
- ④ 座位下腿長(ざいかたいちよう)  
足の裏から膝裏までの高さ
- ⑤ 座位腋下高(ざいえきかこう)  
座面から腋の下までの高さ

標準タイプ

KK-T540 自走式

パラマウントベッド


シートカラーが選べる  
車いすのスタンダード!



ピンク

ブルー

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整		アームサポート 跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱		フット・レッグサポート スイングアウト		
バックサポート	張り調整		座シート 奥行調整		



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：35cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	67 cm	43 cm	15.7 kg

色	型式	商品コード	TAISコード
ブルー	KK-T540MA	726680	00170-000624
ピンク	KK-T540MM	726685	00170-000625

非課税

- オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、後方ガード受け金具、ポンペ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

標準タイプ

BAL-1 自走式


ミキ

ノーパンクタイヤの  
スタンダード車いす



ノーパンク  
タイヤ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整		アームサポート 跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱		フット・レッグサポート スイングアウト		
バックサポート	張り調整		座シート 奥行調整		



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：33.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	64 cm	43.5 cm	12.9 kg

商品コード	TAISコード
726695	00122-000451

非課税

- オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

幅狭タイプ


SKT-4 自走式

ミキ

人気のスキットに自走用登場  
狭い室内もスイスイ移動でき、  
ちょっとしたスペースにも  
収納できます



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整		アームサポート 跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱		フット・レッグサポート スイングアウト		
バックサポート	張り調整		座シート 奥行調整		



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：28.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	55 cm	43.5 cm	13.7 kg

商品コード	TAISコード
726650	00122-000411

非課税

- オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

軽量タイプ


エアリアル MW-SL1 自走式

松永製作所

持ち運びが楽な  
アルミ製超軽量タイプ



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整		アームサポート 跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱		フット・レッグサポート スイングアウト		
バックサポート	張り調整		座シート 奥行調整		



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：35cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	65.5 cm	43 cm	11 kg

商品コード	TAISコード
726530	00066-000182

非課税

- オプション…ワンタッチプラスチックベルト、後方ガード受け金具、延長棒


幅狭タイプ

モック MOC-43LTP 自走式 ミキ

軽量かつコンパクトな車いす

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レグサポート	フット・レグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	56 cm	43.5 cm	11.2 kg

商品コード TAISコード  
726135 00122-000360

非課税

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒


標準タイプ

AR-500 自走式 松永製作所

耐荷重 100kg  
移乗も楽な多機能型

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レグサポート	フット・レグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	63 cm	42 cm	16.6 kg

商品コード TAISコード  
726050 00066-000186

非課税

●オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、後方ガード受け金具、ボンベ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

軽量タイプ/幅狭タイプ

NEXT CORE (自走) NEXT-11B 自走式 松永製作所


次世代の標準型車椅子



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レグサポート	フット・レグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

- 屋内でも屋外でも使いやすいスリム&軽量車いす
- 3次元(3D)で姿勢を整える!「立体スリングシート」



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：29cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	55 cm	43 cm	11.8 kg

商品コード TAISコード  
726725 00066-000315

非課税


軽量タイプ

軽 8W NA-L8W (自走) 自走式 日進医療器

とにかく超軽量  
安全移乗の  
スイングアウト・ハネアゲ付

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レグサポート	フット・レグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：31cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	57 cm	42 cm	12 kg

商品コード TAISコード  
726720 00175-000273

非課税

特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器 自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

低床タイプ

エアリアル MW-SL5


自走式

松永製作所

足こぎやクッション併用可の  
超低床・軽量

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：5インチ
- 後輪：20インチ
- 折りたたみ幅：38cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	62 cm	35-37 cm	12.6 kg

商品コード TAISコード  
726550 00066-000237

非課税

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、延長棒

低床タイプ

エアリアル MW-SL5BT


自走式

松永製作所

自動ブレーキシステム  
「立ち止まり君」付低床車いす

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：5インチ
- 後輪：20インチ
- 折りたたみ幅：38.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

※この機能は駐車ブレーキの補助をするものであり代替するものではありません。  
※ご利用者様の体重や座る姿勢によっては自動ロックが解除されないケースがございます。

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	62.5 cm	35-37 cm	16.1 kg

商品コード TAISコード  
726555 MATSUNAGAS-MW-SL5BT

非課税

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、延長棒

幅広タイプ

KJP-4


自走式

ミキ

体重の重い方用ビッグサイズ車いす  
身体が大きい方に最適な130kg対応

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：8インチ
- 後輪：24インチ
- 折りたたみ幅：38cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：130kg

ノーバンク  
タイヤ

座幅	全幅	前座高	重量
45 cm	68 cm	47-49.5 cm	20.2 kg

商品コード TAISコード  
726137 00122-000345

非課税

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

6輪車タイプ

タイトターン TT-01


自走式

松永製作所

室内用6輪で足こぎに適した  
開き式フット・レッグサポート付

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：4インチ
- 後輪：20インチ
- 折りたたみ幅：32.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	60 cm	38-40 cm	16.9 kg

商品コード TAISコード  
726240 00066-000154

非課税

●オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、延長棒

簡易モジュールタイプ


MYU4-22 自走式 ミキ

座り心地、こぎやすさを追求しました



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：34.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅(固定)	全幅	前座高	重量
38-40-42 cm	58-60-62 cm	43.5-46 cm	16.2 kg

座幅	商品コード	TAISコード
38cm幅	726582	00122-000302
40cm幅	726584	00122-000302
42cm幅	726588	00122-000302

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

非課税

モジュールタイプ


EX-M3 (自走) 日進医療器

幅広い寸法に対応可能  
自分だけのぴったり寸法の車いすを!



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：37cm
- シート奥行：35・40cm
- 最大使用者体重：100kg

※EX-Mもご用意しております。

座幅(調整)	全幅	前座高	重量
38-40-42-44 cm	57-59-61-63 cm	42-44-46 cm	15.8 kg

商品コード	TAISコード
726212	00175-000277

●オプション…延長棒

非課税

簡易モジュールタイプ


NA-3DX (自走) 自走式 日進医療器

多彩な調整機能  
拭き取りやすい  
ウレタンレザーシートも人気です



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：36cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅(固定)	全幅	前座高	重量
38-40-42 cm	57-59-61 cm	41-43-45 cm	15.8 kg

座幅	商品コード	TAISコード
38cm幅	726331	00175-000279
40cm幅	726330	00175-000279
42cm幅	726332	00175-000279

●オプション…延長棒

非課税

標準タイプ


WAVIT+ WAP22-40S 自走式 NEW カワムラサイクル

前ズレしにくい独自の曲線フレーム  
～つまむレバーから握るレバーへ～



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーバンク  
タイヤ

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	58.5 cm	44.5 cm	14.2 kg

商品コード	TAISコード
726740	00160-000242

非課税

標準タイプ

KK-T545 介助式


パラマウントベッド

シートカラーが選べる  
車いすのスタンダード!



ピンク

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整		アームサポート 跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱		フット・レッグサポート スイングアウト		
バックサポート	張り調整		座シート 奥行調整		



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：30cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	59.5 cm	43 cm	14.3 kg

色	型式	商品コード	TAISコード
ブルー	KK-T545MA	728445	00170-000644
ピンク	KK-T545MM	728450	00170-000645

非課税

- オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、後方ガード受け金具、ボンベ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

標準タイプ


BAL-2 介助式

ミキ

ノーパンクタイヤの  
スタンダード車いす



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整		アームサポート 跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱		フット・レッグサポート スイングアウト		
バックサポート	張り調整		座シート 奥行調整		



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：27cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	59 cm	46.5 cm	11.5 kg

商品コード	TAISコード
728455	00122-000452

非課税

- オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

幅狭タイプ


スキット2 SKT-2 介助式

ミキ

超コンパクトな介助用車いす  
スキットと押せて移動できます



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整		アームサポート 跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱		フット・レッグサポート スイングアウト		
バックサポート	張り調整		座シート 奥行調整		



- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：20cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	48 cm	43.5 cm	12.7 kg

商品コード	TAISコード
728405	00122-000320

非課税

- オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

軽量タイプ


エアリアル MW-SL2 介助式

松永製作所

持ち運びが楽な  
アルミ製超軽量タイプ



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整		アームサポート 跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱		フット・レッグサポート スイングアウト		
バックサポート	張り調整		座シート 奥行調整		



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：33.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	60.5 cm	43 cm	10 kg

商品コード	TAISコード
728330	00066-000181

非課税

- オプション…ワンタッチプラスチックベルト、後方ガード受け金具、延長棒

軽量タイプ

TH-2SB


介助式

日進医療器

軽量かつコンパクトな  
介助用車いす

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：5インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：24cm
- シート奥行：37cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
38 cm	53 cm	46 cm	9.8 kg

商品コード 728260 TAISコード 00175-000113

非課税

軽量タイプ／幅狭タイプ

NEXT CORE(介助) NEXT-21B

介助式

松永製作所


次世代の標準型車椅子



- 屋内でも屋外でも使いやすいスリム&軽量車いす
- 3次元(3D)で姿勢を整える!「立体スリングシート」

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：28cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	54 cm	43 cm	10.8 kg

商品コード 728480 TAISコード 00066-000316

非課税

軽量タイプ

NAH-L7


介助式

日進医療器

7kg台を実現した  
超々軽量の介助式車いす

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：28cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	56 cm	44 cm	7.8 kg

商品コード 728220 TAISコード 00175-000169

非課税

軽量タイプ

軽7W NAH-L7W(介助)


介助式

日進医療器

とにかく超軽量  
安全移乗の  
スイングアウト・ハネアゲ付

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：25cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：75kg

※シートベルト付き

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	52 cm	44 cm	10.2 kg

商品コード 728465 TAISコード 00175-000255

非課税

特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器 自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

標準タイプ


AR-600 介助式

松永製作所

耐荷重 100kg  
移乗も楽な多機能型

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：27cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	56 cm	42 cm	15.2 kg

商品コード TAISコード  
728025 00066-000185

非課税

●オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、後方ガードル受け金具、ポンペ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

低床タイプ


エアリアル MW-SL6 介助式

松永製作所

足こぎやクッション併用可の  
超低床・軽量

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：5インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：33cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	56 cm	35-37 cm	11.8 kg

商品コード TAISコード  
728350 00066-000238

非課税

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、後方ガードル受け金具、延長棒

標準タイプ


ラクネ3 LK-3 介助式

ミキ

身体を持ち上げなくても  
横からの移乗が簡単にでき、  
ベッド等への移乗負担を軽減

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：25cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高(固定)	重量
40 cm	52 cm	43-45.5-48 cm	15 kg

商品コード TAISコード  
728475 00122-000486

非課税

6輪車タイプ


スキット 6輪 SKT-6 介助式

ミキ

小回り抜群な介助用6輪車で  
機能満載  
65cm幅の廊下を曲がれます

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：4インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：24cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーバンク  
タイヤ

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	48 cm	37.5 cm	14.7 kg

商品コード TAISコード  
728410 00122-000375

非課税

●オプション…スマートヘッドサポート

特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器 自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト


簡易モジュールタイプ

NA-3DX (介助) 介助式 日進医療器

多彩な調整機能  
拭き取りやすい  
ウレタンレザーシートも人気です



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg



座幅(固定)	全幅	前座高	重量
38-40-42 cm	53-55-57 cm	41-43 cm	14.6 kg

座幅	商品コード	TAISコード
38cm 幅	726337	00175-000280
40cm 幅	726336	00175-000280
42cm 幅	726338	00175-000280

●オプション…延長棒 非課税


モジュールタイプ

EX-M3 (介助) 介助式 日進医療器

幅広い寸法に対応可能  
自分だけのぴったり寸法の  
車いすを!



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：36cm
- シート奥行：35・40cm
- 最大使用者体重：100kg



座幅(調整)	全幅	前座高	重量
38-40-42-44 cm	53-55-57-59 cm	42-44-46 cm	15 kg

商品コード	TAISコード
728435	00175-000278

●オプション…延長棒 非課税


標準タイプ

WAVIT+ WAP16-40S 介助式 NEW カワムラサイクル

前ズレしにくい独自の曲線フレーム  
～つまむレバーから握るレバーへ～



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg



ノーバンク  
タイヤ

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	53.5 cm	44.5 cm	12.8 kg

商品コード	TAISコード
728495	00160-000243

非課税

特殊寝台  
特殊寝台付属品 床ずれ防止用具  
体位変換器  
徘徊感知機器 自動排泄処理装置  
手すり  
歩行補助つえ  
歩行器  
車いす  
車いす付属品 スロープ  
移動用リフト


ティルト

SKT-7 ティルト式 ミキ

全幅48cmのティルト式車いす



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	アームサポート				
高さ調整	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート				
着脱	スイングアウト				
バックサポート	座シート				
張り調整	奥行調整				



- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	48 cm	43.5 cm	19 kg
ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ	
0~30°	—	92 cm	

商品コード TAISコード  
728440 00122-000433

非課税

●オプション…延長棒


リクライニング／ティルト

マイチルト・コンパクト3D MH-CR3D リクライニング・ティルト式 松永製作所

折りたたみ可能で全幅53cmとスリムなティルト&リクライニング車いす側彎にも対応可能な3Dシート



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	アームサポート				
高さ調整	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート				
着脱	スイングアウト				
バックサポート	座シート				
張り調整	奥行調整				



- 前輪：6インチ
- 後輪：12インチ
- 折りたたみ幅：32.5cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	53 cm	43-45 cm	24.5 kg
ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ	
0~30°	90~125°	108.5 cm	

商品コード TAISコード  
730205 00066-000307

非課税

●オプション…S&Eユニット、延長棒


リクライニング／ティルト

MH-4RE(エレベータリング付) リクライニング・ティルト式 松永製作所

座位を安定させる  
ティルト&リクライニング



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	アームサポート				
高さ調整	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート				
着脱	スイングアウト				
バックサポート	座シート				
張り調整	奥行調整				



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

座幅	全幅	前座高	重量
42 cm	58 cm	43 cm	23.4 kg
ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ	
0~30°	90~125°	107 cm	

商品コード TAISコード  
730120 MATSUNAGAS-MH-4RE

非課税

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト


リクライニング／ティルト

エリーゼ FR-31TR リクライニング・ティルト式 松永製作所

横動きできる  
フルリク&ティルトタイプ



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	アームサポート				
高さ調整	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート				
着脱	スイングアウト				
バックサポート	座シート				
張り調整	奥行調整				



- 前輪：6インチ
- 後輪：12インチ
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

※ビニールレザー仕様

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	65 cm	47.5 cm	36.5 kg
ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ	
0~30°	100~175°	94.4 cm	

商品コード TAISコード  
730045 00066-000251

非課税

特殊寝台台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト


リクライニング/ティルト

オアシス(自走)OS-11TRS ティルト&リクライニング連動式 松永製作所

座位の不安定な方も座れる  
超コンパクト  
ティルト&リクライニング連動式車いす



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	アームサポート				
高さ調整	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート				
着脱	スイングアウト				
バックサポート	座シート				
張り調整	奥行調整				



- 前輪：5インチ
- 後輪：18インチ
- 折りたたみ幅：35cm
- シート奥行：35cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	57 cm	37-39 cm	23.5 kg
ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ	
0~25°	90~115°	101.5 cm	

商品コード TAISコード  
726630 00066-000280

非課税

●オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、延長棒


ティルト

MP-Ti F VL ティルト式 ミキ

コンパクトで使い易いティルト車いす  
前ずれ・体幹横倒れに心配な方に有効



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	アームサポート				
高さ調整	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート				
着脱	スイングアウト				
バックサポート	座シート				
張り調整	奥行調整				



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	60 cm	46 cm	19.8 kg
ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ	
0~30°	—	94 cm	

商品コード TAISコード  
728390 00122-000301

非課税

●オプション…延長棒

リクライニング/ティルト


ハンディコンフォート KZ-B14001 リクライニング・ティルト式 パラマウントベッド

最適な姿勢を保持し、  
座位が不安定な方も快適に  
座れます



ノーバンク  
タイヤ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	アームサポート				
高さ調整	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート				
着脱	スイングアウト				
バックサポート	座シート				
張り調整	奥行調整				



- 前輪：5インチ
- 後輪：12インチ
- シート奥行：34~40cm
- 最大使用者体重：135kg

座幅	全幅	前座高	重量
42 cm	64 cm	40 cm	29 kg
ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ	(シートクッション除く)
0~18°	90~120°	93~105 cm	

商品コード TAISコード  
730155 00170-000499

非課税


リクライニング

MW-14B リクライニング式 松永製作所

持ち運びも可能な  
リクライニングタイプ



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	アームサポート				
高さ調整	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート				
着脱	スイングアウト				
バックサポート	座シート				
張り調整	奥行調整				



- 前輪：7インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：26cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	58 cm	46 cm	16.1 kg
ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ	
—	90~160°	83.4 cm	

商品コード TAISコード  
730010 00066-000042

非課税

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、延長棒

特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

電動カート


セニアカー(四輪) ET-4F 電動カート

スズキ

カンタン便利  
楽しい毎日

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レグサポート 着脱	フット・レグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 速度範囲：2.0～6.0km/h
- 走行距離：33km
- 充電時間：2～12h

実用登坂 角度 <b>10°</b>	段差乗越え 高さ <b>75cm</b>	溝乗越え 幅 <b>10cm</b>	耐荷重 <b>100kg</b>	重量 <b>98kg</b>
-----------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

商品コード <b>732***</b>	TAISコード <b>00152-000013</b>
------------------------	--------------------------------

\*商品コードは地域によって異なります。



非課税

電動


タウニジョイ TJ-OP 電動

ヤマハ

「トイレまでは自分で」  
そういう意思を叶えます

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レグサポート 着脱	フット・レグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：7インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：34cm
- シート奥行：41cm
- 最大使用者体重：75kg
- 速度範囲：2.5～4.5km/h
- 走行距離：10km
- 充電時間：2.5h
- ※介助操作部付き

座幅 <b>40cm</b>	全幅 <b>55cm</b>	前座高 <b>46cm</b>	重量 <b>22kg</b>
-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

商品コード <b>732065</b>	TAISコード <b>00233-000040</b>
------------------------	--------------------------------

(バッテリー含まず)



在庫限定 非課税

電動車いすに関わる法令について

電動車いすが歩行者と扱われるためには、道路交通法施行規則上の基準を満たす必要があります。

車体の大きさ基準

- 全長、全幅、全高のいずれも、以下の基準値以内である必要があります。  
全長：120cm、全幅：70cm、全高：109cm
- 基準値を超える場合でも、利用者または利用者から依頼を受けた人が利用者の住所地を所轄する警察署長に確認申請をして、身体的状況等により止むを得ないと判断されて確認証の交付を受けた場合には、歩行者の扱いとなります。  
なお、利用者は確認証を携帯する必要があります。
- すでにご利用中の電動車いすに関しても同様に、この基準や確認手続き等は適用されます。当面の間は、直ちに道路交通法違反とはされず、通行中に、この確認を受けるよう指導されるに止まる運用がなされますが、歩行者と扱われるためには確認手続きが必要なおことには変わりありません。
- 本カタログに掲載している電動車いす本体はすべて基準値以内ですが、杖立て等の付属品を取付けることにより基準値を超える場合があります。

速度基準

- 時速が6km以内である必要があります。
- 本カタログに掲載している電動車いすの速度(メーカー公表値)は、すべて6km/h以内です。

電動


MY-1JWX 電動

松永製作所

高性能でコンパクトな  
電動車いす

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レグサポート 着脱	フット・レグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：37cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg
- 速度範囲：1.7～4.5km/h
- 走行距離：15km
- 充電時間：2～3h

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

座幅 <b>40cm</b>	全幅 <b>63.5cm</b>	前座高 <b>42.5-44.5cm</b>	重量 <b>31.8kg</b>
-------------------	---------------------	---------------------------	---------------------

商品コード <b>732155</b>	TAISコード <b>MATSUNAGAS-MY-1JWX</b>
------------------------	--------------------------------------

●オプション…延長棒



非課税

車いすオプション

※ 車いすオプションは下記車いすオプション適合表をご覧ください。

<p><b>S&amp;E ユニット</b> 松永製作所</p> <p>商品コード: 990537 TAISコード: 00066-000297</p> 	<p><b>テーブル マジック式</b> 松永製作所</p> <p>商品コード: 766080 TAISコード: 00066-000205</p> 	<p><b>スマートヘッドサポート</b> ミキ</p> <p>商品コード: 766075 TAISコード: 00122-000461</p> 
<p><b>ワンタッチプラスチックベルト</b> 松永製作所</p> <p>商品コード: 766005 TAISコード: 00066-000201</p> 	<p><b>後方ガードル受け金具</b> 松永製作所</p> <p>商品コード: 766090 TAISコード: 00066-000209</p> <p>※地域によっては対応が出来ない場合もございます。</p> 	<p><b>ボンベ架(跳ね上げ用)</b> 松永製作所</p> <p>商品コード: 766040 TAISコード: 00066-000261</p> 
<p><b>杖入れ(大)</b> 松永製作所</p> <p>商品コード: 766085 TAISコード: 00066-000211</p> 	<p><b>延長棒(+15cm)</b> 松永製作所</p> <p>商品コード: 765510 TAISコード: 00066-000298</p> 	<p><b>延長棒(+10cm)</b> ミキ</p> <p>商品コード: 765645 TAISコード: 00122-000426</p> 
		<p><b>延長棒(+16cm)</b> 日進医療器</p> <p>商品コード: 765605 TAISコード: 00175-000285</p> 

車いすオプション適合表

頁	型式	オプション							
		S&E ユニット	ワンタッチプラスチックベルト	スマートヘッドサポート	テーブルマジック式	後方ガードル受け金具	ボンベ架(跳ね上げ用)	杖入れ	延長棒
40	KK-T540	-	○	-	○	○	○	○	○(松永製作所)
	BAL-1	-	-	○	-	-	-	-	○(ミキ)
	SKT-4	-	-	○	-	-	-	-	○(ミキ)
	MW-SL1	-	○	-	-	○	-	-	○(松永製作所)
41	MOC-43LTP	-	-	○	-	-	-	-	○(ミキ)
	AR-500	○	○	-	-	○	○	○	○(松永製作所)
42	MW-SL5	-	○	-	-	-	-	-	○(松永製作所)
	MW-SL5BT	-	○	-	-	-	-	-	○(松永製作所)
	KJP-4	-	-	○	-	-	-	-	○(ミキ)
	TT-01	○	○	-	○	-	-	-	○(松永製作所)
43	MYU4-22 (38)	-	-	○	-	-	-	-	○(ミキ)
	MYU4-22 (40)	-	-	○	-	-	-	-	○(ミキ)
	MYU4-22 (42)	-	-	○	-	-	-	-	○(ミキ)
	NA-3DX (自走) (38)	-	-	-	-	-	-	-	○(日進医療器)
	NA-3DX (自走) (40)	-	-	-	-	-	-	-	○(日進医療器)
	NA-3DX (自走) (42)	-	-	-	-	-	-	-	○(日進医療器)
44	EX-M3 (自走)	-	-	-	-	-	-	-	○(日進医療器)
	EX-M	-	-	-	-	-	-	-	○(日進医療器)
	KK-T545	-	○	-	○	○	○	○	○(松永製作所)
	BAL-2	-	-	○	-	-	-	-	○(ミキ)
	SKT-2	-	-	○	-	-	-	-	○(ミキ)
	MW-SL2	-	○	-	-	○	-	-	○(松永製作所)
46	AR-600	○	○	-	-	○	○	○	○(松永製作所)
	MW-SL6	-	○	-	-	○	-	-	○(松永製作所)
	SKT-6	-	-	○	-	-	-	-	-
47	NA-3DX (介助) (38)	-	-	-	-	-	-	-	○(日進医療器)
	NA-3DX (介助) (40)	-	-	-	-	-	-	-	○(日進医療器)
	NA-3DX (介助) (42)	-	-	-	-	-	-	-	○(日進医療器)
	EX-M3 (介助)	-	-	-	-	-	-	-	○(日進医療器)
48	SKT-7	-	-	-	-	-	-	-	○(ミキ)
	MH-CR3D	○	-	-	-	-	-	-	○(松永製作所)
	MH-4RE	-	○	-	-	-	-	-	-
49	OS-11TRS	○	○	-	-	-	-	-	○(松永製作所)
	MP-Ti F VL	-	-	-	-	-	-	-	○(ミキ)
	MW-14B	-	○	-	○	-	-	-	○(松永製作所)
50	MY-1JWX	-	-	-	-	-	-	-	○(松永製作所)

特殊寝台  
特殊寝台付属品  
床ずれ防止用具  
体位変換器  
徘徊感知機器  
自動排泄処理装置  
手すり  
歩行補助つえ  
歩行器  
車いす  
車いす付属品  
スロープ  
移動用リフト

# 寸法・機能一覧

頁	型式	タイプ	各部サイズ							
			重量	座幅	前座高	肘高	全幅	全高	全長	折り畳み幅
			kg	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
40	KK-T540	標準	15.7	40	43	25	67	89	102	35
	BAL-1	標準	12.9	40	43.5	22	64	86.5	98	33.5
	SKT-4	幅狭	13.7	40	43.5	22	55	86	98	28.5
	MW-SL1	軽量	11	40	43	23.5	65.5	84	97	35
41	MOC-43LTP	幅狭	11.2	40	43.5	22	56	86.5	94	30
	NEXT-11B	軽量／幅狭	11.8	40	43	23.5	55	88	94	29
	AR-500	標準	16.6	40	42	23	63	85.5	95.5	34
	NA-L8W	軽量	12	40	42	25	57	90	97	31
42	MW-SL5	低床	12.6	40	35/37	23.5-27.5	62	84.5-86.5	93	38
	MW-SL5BT	低床	16.1	40	35/37	23.5-27.5	62.5	84.5-86.5	93	38.5
	KJP-4	幅広	20.2	45	47-49.5	24-34	68	93.5-101	109	38
	TT-01	6輪車	16.9	40	38-40	25-33	60	83-85	99	32.5
43	MYU4-22 (38)	簡易モジュール(小)	16.2	38	43.5/46	22-29.5	58	85.5-88	101	34.5
	MYU4-22 (40)	簡易モジュール	16.2	40	43.5/46	22-29.5	60	85.5-88	101	34.5
	MYU4-22 (42)	簡易モジュール(大)	16.2	42	43.5/46	22-29.5	62	85.5-88	101	34.5
	NA-3DX(自走) (38)	簡易モジュール	15.8	38	41/43/45	22-28	57	88/90/92	102	36
	NA-3DX(自走) (40)	簡易モジュール	15.8	40	41/43/45	22-28	59	88/90/92	102	36
	NA-3DX(自走) (42)	簡易モジュール	15.8	42	41/43/45	22-28	61	88/90/92	102	36
	EX-M3(自走)	モジュール	15.8	38/40/42/44	42/44/46	22-26	57/59/61/63	85/87/89	100	37
	EX-M	モジュール	15.4	38/40/42/44	42/44/46	22-26	56-62	86-90	99	37-43
WAP22-40S(自走)	標準	14.2	40	44.5	23	58.5	89	99	34	
44	KK-T545	標準	14.3	40	43	25	59.5	89	101.5	30
	BAL-2	標準	11.5	40	46.5	22	59	88.5	96.5	27
	SKT-2	幅狭	12.7	40	43.5	22	48	86	94.5	20
	MW-SL2	軽量	10	40	43	23.5	60.5	84	96	33.5
45	TH-2SB	軽量	9.8	38	46	21	53	84	89	24
	NEXT-21B	軽量／幅狭	10.8	40	43	23.5	54	88	94	28
	NAH-L7	軽量	7.8	40	44	24	56	90	92	28
	NAH-L7W	軽量	10.2	40	44	25	52	91	96	25
46	AR-600	標準	15.2	40	42	23	56	85.5	88	27
	MW-SL6	低床	11.8	40	35/37	23.5-27.5	56	84.5-86.5	93	33
	LK-3	標準	15	40	43/45.5/48	21.5	52	86.5-91.5	100.5	25
	SKT-6	6輪車	14.7	40	37.5	22	48	82	88.5	24
47	NA-3DX(介助) (38)	簡易モジュール	14.6	38	41/43	22-28	53	88/90	102	30
	NA-3DX(介助) (40)	簡易モジュール	14.6	40	41/43	22-28	55	88/90	102	30
	NA-3DX(介助) (42)	簡易モジュール	14.6	42	41/43	22-28	57	88/90	102	30
	EX-M3(介助)	モジュール	15	38/40/42/44	42/44/46	22-26	53/55/57/59	85/87/89	100	36
	WAP16-40S(介助)	標準	12.8	40	44.5	23	53.5	89	99	30
48	SKT-7	ティルト	19	40	43.5	22	48	94-121	99	32
	MH-CR3D	リクライニング・ティルト	24.5	40	43/45	20	53	108.5	99.5-108	32.5
	MH-4RE	リクライニング・ティルト	23.4	42	43	0-24	58	114.5	110.5	—
	FR-31TR	リクライニング・ティルト	36.5	40	47.5	0-24	65	124	118	—
49	OS-11TRS	リクライニング・ティルト	23.5	40	37/39	18-24	57	91	90.5	35
	KK-ZHC001	リクライニング・ティルト	29	42	40	23-33	64	107-127	90-123	—
	MP-Ti F VL	ティルト	19.8	40	46	22.5	60	100-130	104	38
	MW-14B	リクライニング	16.1	40	46	23.5	58	127.5	106.5	26
50	ET-4F	電動カート	98	—	—	—	65	108	119.5	—
	MY-1JWX	電動	31.8	40	42.5/44.5	24-32	63.5	83.5/85.5	105	37
	TJ-OP	電動	22	40	46	21.5	55	90	100	34

特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

キャスト	タイヤ(後輪)			機能							
	径 インチ	径 インチ	タイヤ幅 cm	エア タイヤ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	アーム サポート	フット・レッグ サポート	バック サポート	シート ベルト	クッション
							可動式	可動式	張調整		
6	22	3.3	○	○	○	○	—	—	—	—	○
6	22	3.1	ノーパンク	○	○	○	—	—	—	—	—
6	22	2.3	○	○	○	○	○	○	○	—	○
6	22	2.2	○	○	○	○	—	—	—	—	—
6	22	2.3	○	○	○	○	—	—	—	—	—
6	22	2.8	○	○	○	○	—	—	○	—	○
6	22	3.3	○	○	○	○	○	○	—	—	—
6	22	2.5	○	○	○	○	○	○	—	—	—
5	20	2.2	○	○	○	○	○	○	—	—	—
5	20	2.2	○	○	○	○	○	○	—	—	○
8	24	3.1	ノーパンク	○	○	○	○	○	○	—	○
4	20	3.3	○	○	—	—	—	○	—	—	—
6	22	3.1	○	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.1	○	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.1	○	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.5	○	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.5	○	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.5	○	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.5	○	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.4	○	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	2.5	ノーパンク	○	○	○	○	○	—	—	—
6	16	3.1	○	○	○	○	—	—	—	—	○
6	16	3.8	ノーパンク	○	○	○	—	—	—	—	—
6	14	3.8	○	○	○	○	○	○	○	—	○
6	16	3.9	○	○	○	○	—	—	—	—	—
5	14	4.0	○	○	○	○	—	—	—	—	—
6	16	3.1	○	○	○	○	—	—	○	—	○
6	14	3.7	○	—	○	○	—	—	—	—	—
6	14	3.7	○	○	○	○	○	○	—	○	—
6	16	3.1	○	○	○	○	○	○	—	—	—
5	16	3.9	○	○	○	○	○	○	—	—	—
6	14	3.8	○	○	○	○	○	○	○	—	○
4	14	3.8	ノーパンク	○	○	○	○	○	○	—	○
6	16	3.5	○	○	○	○	○	○	○	—	—
6	16	3.5	○	○	○	○	○	○	○	—	—
6	16	3.5	○	○	○	○	○	○	○	—	—
6	16	3.5	○	○	○	○	○	○	○	○	—
6	16	3.75	ノーパンク	○	○	○	○	○	—	○	—
6	14	3.8	○	○	○	○	○	○	○	—	○
6	12	3.3	○	○	○	○	○	○	○	—	○
6	16	3.3	○	足踏ブレーキ	○	○	○	○	○	—	○
6	12	2.9	○	足踏ブレーキ	—	○	○	—	○	—	○
5	18	3.3	○	○	○	○	○	○	○	—	○
5	12	5.0	ノーパンク	—	○	○	○	○	○	—	○
6	16	3.8	○	○	○	○	○	○	○	—	—
7	16	3.1	○	○	○	○	○	—	—	○	—
—	—	7.6	ノーパンク	—	—	○	—	—	—	—	○
6	22	3.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	16	6.35	○	—	○	○	○	○	—	—	—

# 車いす用クッションの選び方

## 利用者状態別選定ポイント

屋内 A B C D E  
屋外 A B C D E  
このマークを目安に選べます。

**Bさん**  
屋外の車いす使用時などに衝撃を吸収するために除圧系のクッションが必要です。



**Cさん**  
座り直しは可能な方ですが、骨盤を安定させるために姿勢保持用のクッションの使用を検討しましょう。車いすを駆動する場合には駆動の動きを考慮したクッションが必要です。



**Dさん**  
座り直しに努力を要する方です。圧分散は必須となります。姿勢保持は、背もたれと座面両面から考慮しましょう。移乗等の動きを助けるために、足が床に届くようにクッションを含めた座面高の考慮が必要です。




**Eさん**  
座り直しができない方です。車いすのタイプにもよりますが、圧分散、姿勢保持を背もたれと座面の両面から考慮しましょう。麻痺や変形があれば、クッション側にも調整機能のあるものがよいでしょう。




## 「車いす」で快適に過ごすために

車いすに快適に「座る」ためには、圧分散・姿勢保持、「動く・移動する」ためには、動きを助けるという要素を考慮することが必要です。使用する車いすの座面によっては、必要とされる要素を満たせていない場合がございますので、車いす用クッションの導入をご検討ください。



- クッションの目的** ①圧分散 ②姿勢保持 ③動きを助ける
- クッションの選定** 上記の使用目的すべてを満たすような万能のクッションはありません。何を優先すべきか? 考えて選定することが大切です。また、使用する車いすとの兼ね合いも考慮に入れましょう。
- ※クッションは「座布団」では代用できません。専用のものを使用しましょう。



※上記はあくまで目安です。身体の状態、使用目的、使用する車いすによって検討が必要です。専門家にご相談ください。

### フォーム アルファプラクッション KC-WP4040 タイカ

**Point1 体圧分散性能**  
しっかり支える。ウレタンフォームの特殊スリットとゲルのかで広く、低圧に。

**Point2 座位保持機能**  
お尻になじむ、だから抜群の座り心地に。

屋内 A B C D E  
屋外 A B C D E

厚さ 6cm 重量 0.6kg

商品コード TAISコード  
760005 00563-000017

●サイズ: 幅40×奥行40cm  
●材質(中身): αGEL、ウレタンフォーム

### フォーム リフレア 日進医療器

適度な通気性でムレにくい  
正しい姿勢を保ってズレを低減  
体をしっかり支えて体圧を分散

屋内 A B C D E  
屋外 A B C D E

厚さ 7.5cm 重量 0.5kg

商品コード TAISコード  
762080 00175-000223

●サイズ: 幅39×奥行39cm  
●材質(中身): 高通気・低反発ウレタンフォーム

ジェル

ベスポジェルクッション CK-375 ケーブ

前後で厚みを変えることで  
沈み込みの度合いが異なり  
前ズレ防止や足こぎサポートにも対応



厚さ 6.5cm 重量 1.6kg



商品コード 762085 TAISコード 00206-000072

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質(中身)：ポリウレタンジェル、ウレタンフォーム



ジェル

Gel-T クッション CK-346 ケーブ

前ズレ、横ズレを防ぎ、  
流動性のジェルが瞬間的なズレに対応  
車いす上で可動する機会の多い方に



厚さ 5cm 重量 2.5kg



商品コード 760000 TAISコード 00206-000006

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質(中身)：ウレタンフォーム、ナトリウムアクリル樹脂、流動ジェル



ジェル

リバティクッション ラックヘルスケア

動きやすさと安全性を追求  
身体の形状に合わせて柔軟になじみ、  
姿勢をサポートします



厚さ 4cm 重量 0.6kg



商品コード 762095 TAISコード 00245-000078

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質(中身)：強化ナイロン、シリコンゲル



在庫限定

ジェル

アクションパッド # 9000 アクションジャパン

厚さ2.5cmでも  
底づきしないで圧力を分散



厚さ 2.5cm 重量 4.5kg



商品コード 760060 TAISコード 00428-000005

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質(中身)：アクトンドライポリマー



ジェル

アウル40 プラスレザー OWL40P-L 加地

EXGELが体を優しくサポート  
アウル形状が身体に  
心地よくフィット



厚さ 5.5cm 重量 1.1kg



商品コード 760019 TAISコード 00540-000013

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質(中身)：エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム



エア+フォーム

バリライトソロストレータス 56630 ユーキ・トレーディング

座位保持と  
座り心地の良さを追求



厚さ 7.5cm 重量 0.75kg



商品コード 762060 TAISコード 00468-000002

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質(中身)：IFD フォーム



特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器 自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

車いす用クッション

エア+フォーム

リフレックス

ユーキ・トレーディング

クッションに座ると自動的に空気が  
抜け、お尻の形に合わせます

座クッションの特長

バルブ内蔵型エアークッション



厚さ 7.5cm 重量 0.72kg



商品コード 762065 TAISコード 00468-000034

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): ポリウレタン、ポリエステル

エア

ロホクッション ロータイプ

アビリティーズ・ケアネット

ご自分で座位のとれる方に最適



厚さ 5cm 重量 0.85kg



●この商品には、カバーがつかます。

商品コード 762000 TAISコード 00249-000049

- サイズ: 幅38×奥行38cm
- 材質(中身): 耐失禁ネオプレンラバー

特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器 自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

フォーム

FC-アジャスト 標準セット

アイ・ソネックス

大腿パット着脱式で足駆動に便利

座クッションの特長

足駆動する方は、大腿パットを  
はずすと前座を低くできます。



背/厚さ 2cm 背/重量 0.69kg

座/厚さ 8.5cm 座/重量 1.3kg



商品コード 760045 TAISコード 00149-000008

- 座/●サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): ポリエチレンフォーム、  
低反発性高密度特殊ウレタン
- 背/●サイズ: 幅39.5×背高さ41cm
- 材質(中身): ポリエチレンフォーム

ジェル

アウルサポートセット OWLS-S01B01

加地

EXGEL が身体をやさしく支え、  
座位バランスのサポート力をアップ



背/厚さ 12cm 背/重量 1.4kg

座/厚さ 前7cm・後5cm 座/重量 1.2kg



●この商品には、カバーがつかます。

商品コード 760015 TAISコード 00540-000017

- 座/●サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): エクスジェル、ウレタンフォーム
- 背/●サイズ: 幅48×背高さ36.5cm
- 材質(中身): エクスジェル、ウレタンフォーム

ジェル

エクスジェル サポートセット ASK-00

加地

姿勢を固定から  
心地よい安定へ



座/厚さ 前10cm・後7cm 座/重量 1.3kg

背/厚さ 11.5cm 背/重量 0.9kg



商品コード 760040 TAISコード 00540-000006

- 座/●サイズ: 幅40×奥行41.5cm
- 材質(中身): エクスジェル、ウレタンフォーム、  
発泡ポリエチレン
- 背/●サイズ: 幅46×背高さ37cm
- 材質(中身): エクスジェル、ウレタンフォーム

在庫限定

ジェル

エクスジェル マルチクッション AEK-01R

加地



厚さ 4.5cm 重量 1.7kg



●この商品には、カバーがつかます。

商品コード 760020 TAISコード 00540-000002

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): エクスジェル、ウレタンフォーム、  
ウレタン合成皮革

在庫限定

ケアスロープ


ケアメディックス



狭い間口・高い段差もこれで解消!

サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
240cm	約12kg	CS-240C	749050	00093-000021
200cm	約10kg	CS-200	749040	00093-000020
175cm	約9kg	CS-175	749030	00093-000019
150cm	約8kg	CS-150	749020	00093-000018
120cm	約6kg	CS-120	749010	00093-000017
100cm	約5kg	CS-100	749000	00093-000016

●幅: 70cm ●耐重量: 300kg



ダンスロープ ライトスリム

ダンロップホームプロダクツ



より軽く、より安全にスリムになってリニューアル!

サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
245cm	約11.0kg	R-245SL	748140	00532-000018
205cm	約9.0kg	R-205SL	748130	00532-000019
165cm	約7.0kg	R-165SL	748120	00532-000020
125cm	約5.0kg	R-125SL	748110	00532-000021
85cm	約4.0kg	R-85SL	748100	00532-000022

●幅: 74.5cm ●耐重量: 300kg



ダンスロープ ライト

ダンロップホームプロダクツ

非常に軽い! 落下防止エッジ付で安心!  
設置が簡単な二つ折りタイプ

サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
255cm	約13.5kg	R-255E	748070	00532-000015
205cm	約9.5kg	R-205E	748060	
165cm	約7.5kg	R-165E	748040	
125cm	約6.0kg	R-125E	748020	
85cm	約4.0kg	N-85B	748000	

●幅: 78cm ●耐重量: 300kg



●スロープ / 段差の目安表

使用状況	型式	スロープの長さ / cm											
		N-85B R-85SL	CS-100	CS-120	R-125E R-125SL	CS-150	R-165E R-165SL	CS-175	CS-200	R-205E R-205SL	CS-240C	R-245SL	R-255E
自力走行	5° 段差 / cm	7	8	10	10	13	14	15	17	17	20	21	22
介助者必要	10° 段差 / cm	14	17	20	21	26	28	30	34	35	41	42	44
最大	14° 段差 / cm	20	24	29	30	36	40	42	48	50	58	59	62

特殊舞台

特殊舞台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器 自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

段差解消機

車いす用電動昇降機 UD-310S

いうら

直進乗り込みタイプ



設置面積(目安)  
全幅**103**cm以上  
全長**220**cm以上

定員  
**1**名



商品コード TAIS コード  
**740010** 00084-000067

- サイズ: 全長145.5×全幅103.0×全高130.9~193.3cm
- 材質: スチール、ステンレス、アルミ合金
- 昇降範囲: 6.0~65cm ●重量: 85.0kg
- 耐荷重: 150.0kg ●コード長さ: 4.0m

在庫限定

車いす用電動昇降機 UD-310L

いうら

L字乗り込みタイプ



設置面積(目安)  
全幅**225**cm以上  
全長**130**cm以上

定員  
**1**名



商品コード TAIS コード  
**740015** 00084-000071

- サイズ: 全長127.7×全幅145.4×全高130.9~193.3cm
- 材質: スチール、ステンレス、アルミ合金
- 昇降範囲: 7.0~65.5cm ●重量: 99.0kg
- 耐荷重: 150.0kg ●コード長さ: 4.0m

在庫限定

車いす用電動昇降機 UD-320CS

いうら

直進乗り込みタイプ



設置面積(目安)  
全幅**93**cm以上  
全長**224.5**cm以上

定員  
**1**名



商品コード TAIS コード  
**740080** 00084-000093

- サイズ: 全長145.5×全幅93.0×全高111.5~172.0cm
- 材質: スチール、ステンレス、アルミ合金
- 昇降範囲: 5.5~65.0cm ●重量: 75.0kg
- 耐荷重: 150kg ●コード長さ: 4.0m

車いす用電動昇降機 UD-320CL

いうら

L字乗り込みタイプ



設置面積(目安)  
全幅**204**cm以上  
全長**130**cm以上

定員  
**1**名



商品コード TAIS コード  
**740085** 00084-000094

- サイズ: 全長126.0×全幅129.0×全高111.5~172.0cm
- 材質: スチール、ステンレス、アルミ合金
- 昇降範囲: 5.5~65.0cm ●重量: 79.0kg
- 耐荷重: 150kg ●コード長さ: 4.0m

特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

# 移動用リフトの選び方

移乗＝乗り移り動作は、そのものが目的ではなく、  
その後の生活(トイレ・お風呂・お出かけ等)のための手段です。  
ヒヤヒヤドキドキの動作では、危険で長続きしません。  
本人の安全性と介護者の負担を軽減することを常に心がけましょう。



## 立ち上がるために 居間 (リビング)

**立ち上がり座いす**  
座いすタイプ。立ちすわりに際し座面が電動で昇降し補助します。



床からの立ちすわりが不安定な方に。  
参照 P.60

**立ち上がりいす**  
いすタイプ。立ちすわりに際し座面が電動で昇降し補助します。



いすからの立ちすわりが不安定な方に。  
参照 P.61


## 外出するために 玄関&アプローチ

**玄関用 (屋内設置)**  
玄関などの段差に設置します。



歩行での段差昇降が不安定な方に。  
参照 P.61

**アプローチ用 (屋外設置)**  
車いすに乗ったまま段差昇降が可能です。スペースに合わせてお選びください。



車いすですべての出入りをされる方に。  
参照 P.58


## 入浴するために 浴室

**入浴用リフト**  
浴槽に入るための電動リフトです。



浴槽の出入りが困難な方に。  
参照 P.61

脱衣室から浴室、浴槽までの電動リフトです。



浴室・浴槽の出入りが困難な方に。  
参照 P.63

※吊り具の購入が必要です。

## 乗り移るために 寝室

**介護リフト**  
ベッドからの移乗用電動リフトです。スペースに合わせてお選びください。



ベッドからの移乗時の介護負担を軽減します。  
参照 P.62

※吊り具の購入が必要です。

立ち上がり座椅子 / 立ち上がり椅子

座面回転

昇降座いす ライズターン KD-650

パラマウントベッド



立上がりりや移乗をサポートします

商品コード	TAIS コード
736095	00170-000711

- サイズ：幅58×高さ85.5～127×奥行92cm
- 重量：38.5kg
- 耐荷重：80.0kg
- 座面高さ：16～59.5cm

座幅	47cm
設置面積	幅 58cm 長さ 92cm



Point1

シート部の高さ調節

電動で高さを調節することができます。高さ調節レバーは、左右両側のアームレストにあります。



Point2

シート部の回転

シート部は回転させることができます。(左右に45度、90度)回転操作レバーは、シート部の下、左右両側にあります。



軽量タイプ

独立宣言エコライト DSER コムラ製作所



商品コード	TAIS コード
736060	00088-00012

- サイズ：高さ83×幅61×奥行78cm
- 重量：36.0kg
- 耐荷重：100.0kg
- ストローク：41cm
- 座面高さ：16～57cm
- 昇降速度：20mm/sec

座幅	45cm	設置面積	幅 61cm 長さ 78cm
----	------	------	-------------------



座面回転

独立宣言ツイスト DSTR コムラ製作所



商品コード	TAIS コード
736070	00088-000014

- サイズ：高さ94×幅64.5×奥行82.5cm
- 重量：46.0kg
- 耐荷重：80.0kg
- ストローク：41cm
- 座面高さ：16～57cm
- 昇降速度：20mm/sec

座幅	43cm	設置面積	幅 64.5cm 長さ 82.5cm
----	------	------	-----------------------



リクライニング

独立宣言 リクライニング DSREC

コムラ製作所



座板の上下に加え、電動リクライニング、チルト機能を持った「独立宣言」の高級タイプ

商品コード	TAIS コード
736075	00088-000015

- サイズ：高さ95.5×幅66×奥行101.5cm
- 重量：45.0kg
- 耐荷重：100.0kg
- ストローク：41.5cm
- 座面高さ：16～57.5cm
- 昇降速度：16mm/sec

座幅	56cm	設置面積	幅 66cm 長さ 101.5cm
----	------	------	----------------------



リフトアップ

57.5cm  
16cm



リクライニング

30°(105°～135°)



チルト



特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

### 電動リフトアップチェア KZ-165001

パラマウントベッド



椅子からの立ち座りを  
電動でサポートするリフトアップチェア

商品コード	TAISコード
736090	00170-000685

- サイズ：幅56×高さ82×奥行60.5～63.5cm
- 重量：約20.0kg ●耐荷重：100.0kg
- ストローク：17cm ●座面高さ：42～59cm

座幅	設置面積
43cm	幅 56cm 長さ 63.5cm



**Point**

肘掛けにある手元スイッチレバーを操作すると座面が昇降し、立ち座りをサポートします。



### バスリフト EWB101S (予備バッテリー付)


TOTO



操作は簡単 リモコンでシートを上下できます  
簡単に取り外せるので、ご家族の入浴時のジャマになりません  
※お一人での使用はできません。必ず介助者がついて使用してください。

商品コード	TAISコード
738000	00187-000111

- サイズ：全幅64.5～76×全高15×奥行57.5cm
- 重量：20.0kg ●耐荷重：35.0kg～100.0kg
- 昇降速度（※100kgf負荷時）  
上昇：12mm/sec 下降：20mm/sec



### アームレスト乗り越えキット EWBP107

TOTO

商品コード	JANコード
738002	4940577075017

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。



※EWBP100Sもご用意しております。



### 段差解消機 アルコー3000型 Bタイプ

星光医療器製作所



より安全に  
しかもラクに  
ご使用いただけます

商品コード	TAISコード
740040	00125-000012

- サイズ：全幅53×全長60.5×全高76cm
- 昇降範囲：42～84cm
- 重量：34.0kg
- 耐荷重：90.0kg
- コード長さ：370cm



最高座高・最低座高	84・42cm
設置面積	幅 80cm 長さ 80cm



在庫限定



介護リフト

床走行式電動介護リフト KQ-781

バラマウントベッド



設置工事が不要な床走行式  
剛性が高く揺れの少ない  
アルミフレーム製

商品コード	TAIS コード
734005	00170-000695

- サイズ：全幅65～106×全高131～205×奥行130cm
- 重量：38.0kg
- 耐荷重：205.0kg



特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器



非課税

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。

徘徊感知機器 自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

床走行式電動介護リフト KQ-771

バラマウントベッド



設置工事が不要な床走行式  
コードレスで扱いやすい  
電動リフトです

商品コード	TAIS コード
734000	00170-000377

- サイズ：全幅56.6～94×全高127～192.8×奥行125cm
- 重量：36.0kg
- 耐荷重：120.0kg



在庫限定

非課税

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。

スリングシート 用途に合わせてお選びいただけます。



※スリングシートは、販売品となります。

つるべー F2R セット

モリトー



脱衣室から浴室へ…トイレでも

脱衣室から浴室へ移動するときは、2関節タイプがお勧めです。狭い入り口からの出入りがとてもスムーズで、トイレでも使用可能。

商品コード TAIS コード  
734060 00229-000016

- サイズ：支柱高さ185～240cm
- 耐荷重：100kg



※つるべーF1セットもご用意しております。

※画像は、安楽キャリーBタイプ(分離型)を使用した場合です。



**エヴァ ハーフ**  
耐荷重：140kg

中タイプ  
中EVE210  
目安身長→150～190cmくらい

小タイプ  
小EVE220  
目安身長→135～150cmくらい

※吊り具(スリングシート)は、販売品となります。

つるべー B セット

モリトー



ベッドからの移乗に

アームが360度回転するため、広い範囲で使用できます。組み立てもとても簡単です。

商品コード TAIS コード  
734055 00229-000005

- サイズ：支柱高さ155×アーム最上端高さ205cm
- 耐荷重：100kg



**パオ ハーフ PAO100**  
耐荷重：140kg  
ベッド用：70×100cm

**パオ フル PAO120**  
耐荷重：140kg  
ベッド用：70×130cm

※吊り具(スリングシート)は、販売品となります。  
※ベッドの機種によっては取付けできない場合がありますので、お問い合わせください。

つるべー G2R セット

モリトー



本柱やRC壁に取付け可能です。主に玄関や居室で使用し、狭い場所からの移動に便利です。

商品コード TAIS コード  
734085 00229-000017

- 耐荷重：100kg
- サイズ：ベース高さ685×幅90mm  
回転部200mm
- 重量：18.8kg



※つるべーG1セットもご用意しております。

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

※設置の可否については、つるべーF1、F2Rセット同様、採寸図と写真データが必要になります。貸与の可否については、お住まいの市区町村にご確認ください。

つるべー U2R セット

モリトー



縁側、テラス、玄関などで使用します。床にアンカーボルトで固定します。柱や壁の無い所で使用します。

商品コード TAIS コード  
734095 00229-000019

- 耐荷重：100kg
- サイズ：ベース350×350mm  
回転部300、400mm  
柱高1100、1350、1600mm
- 重量：40.4kg



※つるべーU1セットもご用意しております。

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器 自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト



頁	TAIS/JANコード	商品名	型式	
20	00170-000047	バラフロートマットレス(83cm幅)	KE-853A	
	00170-000045	マキシーフロート(91cm幅)	KE-801A	
	00170-000046	マキシーフロート(83cm幅)	KE-803A	
	21	00170-000507	アクアフロート 通気タイプ(91cm幅)	KE-841Q
		00170-000508	アクアフロート 通気タイプ(83cm幅)	KE-843Q
		00170-000511	アクアフロート 通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-8411Q
		00170-000512	アクアフロート 通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-8431Q
		00563-000069	アルファブラフ 通気タイプ(100cm幅)	MB-FA0R
		00563-000067	アルファブラフ 通気タイプ(91cm幅)	MB-FA1R
		00563-000064	アルファブラフ 通気タイプ(83cm幅)	MB-FA3R
		00563-000066	アルファブラフ 通気タイプ(91cm幅ミニ)	MB-FA1S
		00563-000063	アルファブラフ 通気タイプ(83cm幅ミニ)	MB-FA3S
		00563-000012	アルファブラ(100cm幅)	MB-11-LIGHT-R0
	00563-000008	アルファブラ(91cm幅)	MB-11-LIGHT-R1	
	00563-000005	アルファブラ(83cm幅)	MB-11-LIGHT-R3	
	00563-000011	アルファブラ(91cm幅ミニ)	MB-11-LIGHT-R1-M	
	00563-000010	アルファブラ(83cm幅ミニ)	MB-11-LIGHT-R3-M	
	00170-000259	アキュマックス(91cm幅)	KE-821	
	00170-000260	アキュマックス(83cm幅)	KE-823	
	00170-000602	こごちあ(91cm幅)	KE-901Q	
00170-000603	こごちあ(83cm幅)	KE-903Q		
00170-000604	こごちあ(91cm幅ミニ)	KE-9011Q		
00170-000605	こごちあ(83cm幅ミニ)	KE-9031Q		
22	00170-000849	こごちあ結起 Slimタイプ(91cm幅)	KE-921QS	
	00170-000851	こごちあ結起 Slimタイプ(83cm幅)	KE-923QS	
	00170-000850	こごちあ結起 Slimタイプ(91cm幅ミニ)	KE-922QS	
	00170-000852	こごちあ結起 Slimタイプ(83cm幅ミニ)	KE-924QS	
	00170-000845	こごちあ結起 3Dタイプ(91cm幅)	KE-931QS	
	00170-000847	こごちあ結起 3Dタイプ(83cm幅)	KE-933QS	
	00170-000846	こごちあ結起 3Dタイプ(91cm幅ミニ)	KE-932QS	
	00170-000848	こごちあ結起 3Dタイプ(83cm幅ミニ)	KE-934QS	
	23	00206-000039	エアマスタートライセル(91cm幅)	CR-320
		00206-000039	エアマスタートライセル(83cm幅)	CR-280
00206-000067		エアマスターネクサス(91cm幅)	CR-610	
00206-000067		エアマスターネクサス(83cm幅)	CR-600	
00206-000067		エアマスターネクサス(91cm幅ミニ)	CR-620	
00206-000067		エアマスターネクサス(83cm幅ミニ)	CR-640	
00206-000074		ビッグセル インフィニティ(100cm幅)	CR-559	
00206-000074		ビッグセル インフィニティ(91cm幅)	CR-555	
00206-000074		ビッグセル インフィニティ(83cm幅)	CR-550	
00206-000074		ビッグセル インフィニティ(91cm幅ミニ)	CR-557	
24	00206-000074	ビッグセル インフィニティ(83cm幅ミニ)	CR-553	
	00206-000076	ビッグセル インフィニティプラス(100cm幅)	CR-569	
	00206-000076	ビッグセル インフィニティプラス(91cm幅)	CR-565	
	00206-000076	ビッグセル インフィニティプラス(83cm幅)	CR-561	
	00206-000076	ビッグセル インフィニティプラス(91cm幅ミニ)	CR-567	
	00206-000076	ビッグセル インフィニティプラス(83cm幅ミニ)	CR-563	
	00170-000527	ベッドサイドレール	KS-161Q	
	00170-000529	ベッドサイドレール	KS-171Q	
	00170-000539	ソフトカバー付ベッドサイドレール	KS-161QC	
		ソフトカバー	KS-16C	
00170-000541	ソフトカバー付ベッドサイドレール	KS-171QC		
	ソフトカバー	KS-17C		
00170-000806	ベッドサイドレール	KS-126M		
00170-000532	ベッドサイドレール	KS-126C		
00170-000752	ベッドサイドレール	KS-191Q		
00170-000763	ソフトカバー付ベッドサイドレール	KS-191QC		
	ソフトカバー	KS-19CA		
00170-000354	サイドサポート(ボトム取付式)	KA-038B		
00170-000558	サイドサポート(オプション受け差込式)	KA-037BL		
00170-000557	サイドサポート(オプション受け差込式)	KA-037BR		
00170-000551	スイングアーム介助バー	KS-096A		
00170-000803	スイングアーム介助バー	KS-096D		
00170-000552	ソフトカバー付スイングアーム介助バー	KS-096AC		
	ソフトカバー	KS-96C		
00170-000712	ソフトカバー付スイングアーム介助バー	KS-096ACL		
	ソフトカバー	KS-96CL		
00170-000537	ベッドサイドレール	KS-151Q		
00170-000543	ソフトカバー付ベッドサイドレール	KS-151QC		
00170-000078	IVポール	KC-56		
00170-000686	IVポールホルダー	KQ-P90V		
	IVスタンド	KC-508		
25	00170-000694	フレキシベルト ハグM	KZ-A52072	
	00170-000570	イーージーグライド M	KZ-A29036	
	00170-000375	オーバーテーブル(100cm幅)	KQ-060W	
	00170-000374	オーバーテーブル(91cm幅)	KQ-060L	

床ずれ防止用具

特殊寝台付属品

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式
26	00170-000373	オーバーテーブル(83cm幅)	KQ-060M
	00170-000188	アジャストテーブル(83・91cm幅)	KQ-090
	00170-000399	ベッドサイドテーブル	KF-282
	00170-000575	ベッドサイドテーブル	KF-283
	00170-000716	ベッドサイドテーブル	KF-1920
	00170-000751	ベッドサイドテーブル	KF-1930
	00170-000387	オーバーベッドテーブル	KF-813
	00170-000317	オーバーベッドテーブル	KF-833LB
	00170-000265	リハビリテーブル	KF-850
	00170-000826	リハビリテーブル(ベルト付)	KF-840BS
00170-000574	端座位保持テーブル Sittan	KF-890	
00170-000682	バナナターン(L)	KE-P151	
00170-000683	バナナターン(M)	KE-P152	
00170-000684	バナナターン(S)	KE-P153	
00170-000713	ペンギンサポート	KE-100S	
00170-000611	イーゼースライドM	KZ-A52043	
00245-000103	ロンボ ポジショニング 初期導入セット		
00149-000012	ナーセントバットA(3ピース)	NP	
27	00318-000032	家族コール1-Aタイプ	HK-1A
	00318-000033	家族コール1-Bタイプ	HK-1B
	00170-000707	スカットクリーン	KW-65H
	00170-000708	スカットクリーン 男性用レシーバーセット	KW-65MRT
	00170-000709	スカットクリーン 女性用レシーバーセット	KW-65WRT
	00170-000710	フィットレスト	KQ-320
	00221-000343	洋式トイレ用フレーム S-はねあげR	533082
	00221-000054	洋式トイレ用フレーム	533070
	00221-000236	洋式トイレ用フレーム	SUS-45
	01339-000007	楽起(らっきい)	YM-103L-ID
01339-000006	楽起(らっきい)	YM-102L-ID	
01339-000005	楽起(らっきい)	YM-101L-ID	
00170-000583	ユニバーサルグリップ	KQ-95A	
00170-000584	ユニバーサルグリップ	KQ-95B	
00175-000266	ミニ平行棒"ささえ愛"	TY500	
28	00055-000119	たちあっぷ	CKA-01-1
	00055-000120	たちあっぷ	CKA-02-1
	00055-000073	たちあっぷ	CKA-03
	00055-000074	たちあっぷ	CKA-04
	00055-000109	あがりかまち用たちあっぷ	CKE-01-1
	00055-000127	たちあっぷ540	CKH-01
	00254-000017	ベストポジションバー基本セット	NBP-100-80
	4944916023073	ベストポジションバーショート	NBP-100-90
	4944916020201	U型アーム	BP-110
	4944916020232	ウェーブ型アーム	BP-410
4944916020621	ジュピター3点セット	BP-140	
4944916020706	天井用丸型ベース	NBP-221	
4944916020966	3本掛け補強プレート	BP-1001	
4944916024001	玄関用手すりLuna オプションアームレギュラー	ENT-180-30	
00254-000044	玄関用手すりLuna	NBP-E-100	
4944916022205	ベストポジションバー H型(固定)セット(90cmセット)	H2o-100-10	
4944916022212	ベストポジションバー H型(固定)セット(120cmセット)	H2o-100-20	
4944916022304	ベストポジションバー H型(跳ね上げB型)セット(90cmセット)	H2o-300-10	
4944916022311	ベストポジションバー H型(跳ね上げB型)セット(120cmセット)	H2o-300-20	
4944916020553	天然木丸棒 900	BP-600	
4944916020560	天然木丸棒 1200	BP-610	
4944916020300	エンドブラケット(固定)	BP-200-10	
4944916001057	跳ね上げユニット B型	NBP-700-20	
29	00576-000031	オールカーボンクオッドケイン四点式	
	00066-000221	四点杖	CMS-40M
	00175-000270	四脚杖	TY142L
	00175-000270	四脚杖	TY142S
	01105-000001	テトラケイン(S)	
	01105-000001	テトラケイン(M)	
	00066-000194	ロフトスタンドクラッチ	CMS-60L
	00066-000193	ロフトスタンドクラッチ	CMS-60S
	00066-000218	松葉杖(中)	CMS-80M
	00122-000118	サイドウォーカー	MRB-02031
00125-000033	アルコール2段ハンドル固定歩行器		
00125-000027	固定型歩行器	アルコール10型	
00465-000018	交互式歩行器	KSA	
01096-000005	スライドフィット	H-0188	
01096-000026	スライドフィット キャスター付	H-0193S	
00465-000017	セーフティアームウォーカータイプ	SAWLR	
00465-000054	セーフティアームウォーカーLタイプ(ミニ)	SAWLSR	
4515914302806	セーフティアームウォーカーLタイプ(ハイ)	SAWLHR	
00125-000042	アルコールスタンダー		
00125-000011	折りたたみ歩行器	アルコール1S型	

特殊寝台付属品

体位変換器

排湿除湿機・掃除機

手すり

歩行補助つえ

歩行器

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式	
36	00125-000040	歩行器	アルコール型	
	00066-000150	ホップステップ	SM-40	
	00110-000098	レッツゴー		
	00576-000036	シンフォニー-EVO		
	00576-000014	歩行車シンフォニー-SP		
	00030-000163	ティコプリトルスリム		
	00030-000099	ティコプリトル		
	00170-000607	ハンディーウォーク(L)	KZ-C21002	
	00170-000687	ハンディーウォーク(M)	KZ-C21003	
	00170-000606	ハンディーウォーク(S)	KZ-C21001	
37	00170-000691	ハンディーウォーク(L)スローダウンブレーキ付	KZ-C21008	
	00170-000690	ハンディーウォーク(M)スローダウンブレーキ付	KZ-C21007	
	00170-000689	ハンディーウォーク(S)スローダウンブレーキ付	KZ-C21006	
		スローダウンブレーキキャスター	KZ-C29007	
	00170-000812	ハンディーウォーク(L)抑速ブレーキ付	KZ-C21023	
	00170-000811	ハンディーウォーク(M)抑速ブレーキ付	KZ-C21022	
	00170-000810	ハンディーウォーク(S)抑速ブレーキ付	KZ-C21021	
		抑速ブレーキキャスター	KZ-329001	
	00170-000688	ハンディーウォークアーム(L)	KZ-C21005	
	00170-000692	ハンディーウォークアーム(L)スローダウンブレーキ付	KZ-C21009	
40	00170-000814	ハンディーウォークアーム(L)抑速ブレーキ付	KZ-C21025	
	00170-000504	いす付き歩行車	KQ-180	
	01009-000002	ラビット歩行補助車	WA-2	
	00110-000103	ハッピーミニ		
	00110-000095	歩行車ハッピー-II	XYAPRL001 B	
	00170-000624	車いす(自走式)	KK-T540MA	
	00170-000625	車いす(自走式)	KK-T540MM	
	00122-000451	車いす(自走式)ノーバンク	BAL-1	
	00122-000411	車いす(自走式)	SKT-4	
	00066-000182	車いす(自走式)エアリアル	MW-SL1	
41	00122-000360	車いす(自走式)モック	MOC-43LTP	
	00066-000315	車いす(自走式)NEXT CORE	NEXT-11B	
	00066-000186	車いす(自走式)	AR-500	
	00175-000273	車いす(自走式)軽8W	NA-L8W	
	00066-000237	車いす(自走式)エアリアル	MW-SL5	
	42	MATSUNAGAS-MW-SL5BT	立ち止まり君付車いす	MW-SL5BT
	00122-000345	車いす(自走式)	KJP-4	
	00066-000154	車いす(自走式)タイトターン	TT-01	
	00122-000302	車いす(自走式)(38cm幅)	MYU4-22	
	00122-000302	車いす(自走式)(40cm幅)	MYU4-22	
43	00122-000302	車いす(自走式)(42cm幅)	MYU4-22	
	00175-000279	車いす(自走式)(38cm幅)	NA-3DX	
	00175-000279	車いす(自走式)(40cm幅)	NA-3DX	
	00175-000279	車いす(自走式)(42cm幅)	NA-3DX	
	00175-000277	車いす(自走式)	EX-M3	
	00160-000242	車いす(自走式)WAVIT+	WAP22-40S	
	00170-000644	車いす(介助式)	KK-T545MA	
	00170-000645	車いす(介助式)	KK-T545MM	
	00122-000452	車いす(介助式)ノーバンク	BAL-2	
	00122-000320	車いす(介助式)スキット2	SKT-2	
44	00066-000181	車いす(介助式)エアリアル	MW-SL2	
	00175-000113	車いす(介助式)	TH-2SB	
	00066-000316	車いす(介助式)NEXT CORE	NEXT-21B	
	00175-000169	車いす(介助式)	NAH-L7	
	00175-000255	車いす(介助式)軽7W	NAH-L7W	
	00066-000185	車いす(介助式)	AR-600	
	00066-000238	車いす(介助式)エアリアル	MW-SL6	
	00122-000486	車いす(介助式)ラクーネ3	LK-3	
	00122-000375	車いす(介助式)スキット6輪	SKT-6	
	00175-000280	車いす(介助式)(38cm幅)	NA-3DX	
45	00175-000280	車いす(介助式)(40cm幅)	NA-3DX	
	00175-000280	車いす(介助式)(42cm幅)	NA-3DX	
	00175-000278	車いす(介助式)	EX-M3	
	00160-000243	車いす(介助式)WAVIT+	WAP16-40S	
	00122-000433	車いす(リクライニング式)	SKT-7	
	00066-000307	車いす(リクライニング式)マイチルト・コンパクト3D	MH-CR3D	
	48	MATSUNAGAS-MH-4RE	車いす(リクライニング式)エレベーター付	MH-4RE
	00066-000251	車いす(リクライニング式)エリーゼ	FR-31TR	
	00066-000280	車いす(自走式)オアシス	OS-11TRS	
	00170-000499	車いす(リクライニング式)ハンディコンフォート	KZ-B14001	
49	00122-000301	車いす(リクライニング式)	MP-Ti F VL	
	00066-000042	車いす(リクライニング式)	MW-14B	
	00152-000013	セニアカー(四輪)	ET-4F	
	00233-000040	タウンジョイ	TJ-OP	
	50	MATSUNAGAS-MY-1JWX	電動車いす	MY-1JWX

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式	
51	00066-000297	S&E ユニット		
	00066-000205	テーブル マジック式		
	00122-000461	スマートヘッドサポート		
	00066-000201	ワンタッチプラスチックベルト		
	00066-000209	後方ガード受け金具		
	00066-000261	ボンベ架(跳ね上げ用)		
	00066-000211	杖入れ(大)		
	00066-000298	延長棒(+15cm)		
	00122-000426	延長棒(+10cm)		
	00175-000285	延長棒(+16cm)		
54	00563-000017	アルファブラクッション	KC-WP4040	
	00175-000223	リフレア		
	00206-000072	ベスポジェルクッション	CK-375	
	00206-000006	Gel-T クッション	CK-346	
	55	00245-000078	リパティクッション	
	00428-000005	アクションパッド	#9000	
	00540-000013	アウル40プラスレザー	OWL40P-L	
	00468-000002	バリライイトロストレータス	56630	
	00468-000034	リフレックス		
	00249-000049	ロホクッション ロータイプ		
56	00149-000008	FC-アジャスト 標準セット		
	00540-000017	アウルサポートセット	OWLS-S01B01	
	00540-000006	エクスジェル サポートセット	ASK-00	
	00540-000002	エクスジェル マルチクッション	AEK-01R	
	00093-000021	ケアスロープ(240cm)	CS-240C	
	00093-000020	ケアスロープ(200cm)	CS-200	
	00093-000019	ケアスロープ(175cm)	CS-175	
	00093-000018	ケアスロープ(150cm)	CS-150	
	00093-000017	ケアスロープ(120cm)	CS-120	
	00093-000016	ケアスロープ(100cm)	CS-100	
57	00532-000018	携帯用スロープ ダンスロープスリム(245cm)	R-245SL	
	00532-000019	携帯用スロープ ダンスロープスリム(205cm)	R-205SL	
	00532-000020	携帯用スロープ ダンスロープスリム(165cm)	R-165SL	
	00532-000021	携帯用スロープ ダンスロープスリム(125cm)	R-125SL	
	00532-000022	携帯用スロープ ダンスロープスリム(85cm)	R-85SL	
	00532-000015	携帯用スロープ ダンスロープライト(255cm)	R-255E	
	00532-000015	携帯用スロープ ダンスロープライト(205cm)	R-205E	
	00532-000015	携帯用スロープ ダンスロープライト(165cm)	R-165E	
	00532-000015	携帯用スロープ ダンスロープライト(125cm)	R-125E	
	00532-000014	携帯用スロープ ダンスロープライト(85cm)	N-85B	
58	00084-000067	車いす用電動昇降機	UD-310S	
	00084-000071	車いす用電動昇降機	UD-310L	
	00084-000093	車いす用電動昇降機	UD-320CS	
	00084-000094	車いす用電動昇降機	UD-320CL	
	60	00170-000711	昇降座いす ライズターン	KD-650
	00088-000012	独立宣言エコライト	DSER	
	00088-000014	独立宣言ツイスト	DSTR	
	00088-000015	独立宣言リクライニング	DSREC	
	61	00170-000685	電動リフトアップチェア	KZ-165001
	00187-000111	バスリフト	EWB101S	
62	4940577075017	アームレスト乗り越えキット	EWBP107	
	00125-000012	段差解消機 アルコー 3000型	Bタイプ	
	00170-000695	床走行式電動介護リフト	KQ-781	
	00170-000377	床走行式電動介護リフト	KQ-771	
	00229-000016	つるべー F2Rセット		
	00229-000005	つるべー Bセット		
	00229-000017	つるべー G2Rセット		
	00229-000019	つるべー U2Rセット		

# レンタルで利用できる介護保険対象福祉用具

福祉用具	介護給付サービスコード	予防給付サービスコード	利用条件
1. 車いす	171001	671001	自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。
2. 車いす付属品	171002	671002	クッション、電動補助装置等であつて、車いすと一体的に使用されるものに限る。
3. 特殊寝台	171003	671003	サイドレールが取り付けられているもの又は取り付けることが可能なものであつて、次に掲げる機能のいずれかを有するもの ①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ②床板の高さが無段階に調整できる機能
4. 特殊寝台付属品	171004	671004	マットレス、サイドレール等であつて、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
5. 床ずれ防止用具	171005	671005	次のいずれかに該当するものに限る。 ①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ②水等によつて減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
6. 体位変換器	171006	671006	空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するもの限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
7. 手すり	171007	671007	取付けに際し工事を伴わないものに限る。
8. スロープ	171008	671008	段差解消のためのものであつて、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
9. 歩行器	171009	671009	歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであつて、次のいずれかに該当するものに限る。 ①車輪を有するものにあつては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ②四脚を有するものであつては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
10. 歩行補助つえ	171010	671010	松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフトランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。
11. 認知症老人徘徊感知機器	171011	671011	介護保険法第7条第15項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
12. 移動用リフト	171012	671012	床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであつて、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの（取付けに住宅の改修を伴うものを除く。）
13. 自動排泄処理装置	171013	671013	次の要件を満たすもの。 ①尿又は便が自動的に吸引されるもの ②尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの ③要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

※月々のレンタル使用料の10%が利用者の自己負担となります。（利用者はレンタル料金の10%を福祉用具貸与事業者に支払います。）

※自治体によって、介護保険の運用基準が異なりますので、お問い合わせください。

※仕様および外観は、メーカーの都合により予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※寸法、角度、質量等の数値には、多少の誤差が含まれます。

※カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

※商品によっては、一部対応ができない地域がございます。

## 年齢早見表 西暦2015年(平成27年度版)

生年	西暦	年齢	干支
明治44年	1911年	104歳	亥
明治45年/大正1年	1912年	103歳	子
大正2年	1913年	102歳	丑
大正3年	1914年	101歳	寅
大正4年	1915年	100歳	卯
大正5年	1916年	99歳	辰
大正6年	1917年	98歳	巳
大正7年	1918年	97歳	午
大正8年	1919年	96歳	未
大正9年	1920年	95歳	申
大正10年	1921年	94歳	酉
大正11年	1922年	93歳	戌
大正12年	1923年	92歳	亥

生年	西暦	年齢	干支
大正13年	1924年	91歳	子
大正14年	1925年	90歳	丑
大正15年/昭和1年	1926年	89歳	寅
昭和2年	1927年	88歳	卯
昭和3年	1928年	87歳	辰
昭和4年	1929年	86歳	巳
昭和5年	1930年	85歳	午
昭和6年	1931年	84歳	未
昭和7年	1932年	83歳	申
昭和8年	1933年	82歳	酉
昭和9年	1934年	81歳	戌
昭和10年	1935年	80歳	亥
昭和11年	1936年	79歳	子

生年	西暦	年齢	干支
昭和12年	1937年	78歳	丑
昭和13年	1938年	77歳	寅
昭和14年	1939年	76歳	卯
昭和15年	1940年	75歳	辰
昭和16年	1941年	74歳	巳
昭和17年	1942年	73歳	午
昭和18年	1943年	72歳	未
昭和19年	1944年	71歳	申
昭和20年	1945年	70歳	酉
昭和21年	1946年	69歳	戌
昭和22年	1947年	68歳	亥
昭和23年	1948年	67歳	子
昭和24年	1949年	66歳	丑